

SMARTcell – niska cena – wysoka jakość

Inkubatory firmy Heal Force są tak wysokiej jakości dzięki testowaniu każdej sztuki przed wysyłką. Ich niezawodność, prostota obsługi idzie w parze z konkurencyjną ceną.

Wyposażenie standardowe:

- komora robocza – stal nierdzewna
- zakres regulacji temperatury: $T_{ot} +5^{\circ}\text{C}$ do 50°C
- zakres regulacji CO_2 : 0 do 20%
- wilgotność względna: $\geq 95\%$
- funkcja Auto Start
- system sterylizacji gorącym powietrzem w 90°C bardzo skuteczny w eliminacji bakterii, grzybów i ich przetrwalników oraz mykoplazm w modelach HF90 i HF240
- sterylizacja lampą UV w modelach HF151UV i HF212UV
- wysokostabilny czujnik CO_2 typu przewodnościowego
- 3 półki perforowane ze stali nierdzewnej
- śluza 3- drzwiczkowa w modelu HF 90, w pozostałych dodatkowe drzwi szklane
- możliwość ustawienia jeden na drugim



Wyposażenie dodatkowe:

- podstawa 200 mm (wszystkie modele, dla zestawu jeden inkubator na drugim), 400 mm (dla 151 l), 480 mm (dla HF212UV), 600 mm z kółkami (dla HF 240)

	Pojemność	Wymiary zewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)	Wymiary wewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)	Wymiary półki (szer. / gł. mm)	Ilość półek: standard / max	Waga urządzenia	Wahania temperatury w przestrzeni	Wahania temperatury w czasie
HF 90	151 l	637 x 909 x 762	470 x 607 x 530	423 x 445	3 / 10	80 kg	± 0.4	± 0.1
HF 240	240 l	780 x 944 x 820	607 x 670 x 583	554 x 503	3 / 12	98 kg	± 0.4	± 0.1
HF 151 UV	151 l	637 x 909 x 762	470 x 607 x 530	423 x 445	3 / 10	80 kg	± 0.4	± 0.1
HF 221 UV	212 l	910 x 795 x 763	600 x 600 x 588	550 x 510	3 / 10	95 kg	± 0.4	± 0.1

Inkubator CO2 z płaszczem wodnym

HF 160W – inkubator z płaszczem wodnym i precyzyjną kontrolą CO_2 z wysokostabilnym czujnikiem typu przewodnościowego, lub czujnikiem IR. Inkubator posiada wewnętrzną filtrację powietrza filtrem HEPA, co daje klasę czystości 100 powietrza wewnątrz inkubatora.

Wyposażenie standardowe:

- komora robocza – stal nierdzewna
- pojemność płaszcza wodnego: 43,5 l
- zakres regulacji temperatury: $T_{ot} +5^{\circ}\text{C}$ do 55°C
- zakres regulacji CO_2 : 0 do 20%
- ciągły monitoring temperatury, CO_2 i wilgotności względnej
- wilgotność względna: $\geq 95\%$
- funkcja Auto ZERO
- wysokostabilny czujnik CO_2 typu przewodnościowego lub IR
- 3 półki perforowane ze stali nierdzewnej
- dodatkowe drzwi szklane
- możliwość ustawienia jeden na drugim



	Pojemność	Wymiary zewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)	Wymiary wewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)	Wymiary półki (szer. / gł. mm)	Ilość półek: standard / max	Waga urządzenia	Wahania temperatury w przestrzeni	Wahania temperatury w czasie
HF 160W	185 l	626 x 656 x 1030	502 x 554 x 681	440 x 466	3 / 10	110 kg	± 0.5	± 0.2

Informacji technicznych i handlowych udziela wyłączny dystrybutor i serwis