

Taborety lekarskie

Oferujemy taborety lekarskie do gabinetów medycznych, przychodni, gabinetów stomatologicznych i szpitalnych gabinetów zabiegowych. Nasze meble medyczne wykonane są z materiałów pozwalających na łatwe utrzymanie czystości, siedziska pokryte są łatwo zmywalną tkaniną, której kolor można wybierać z kilkunastu wzorów. Produkujemy taborety posiadające wygodne obrotowe siedziska, możliwość regulowania wysokości i oparcia. Wybrane modele posiadają podstawę na nogi oraz kółka do łatwego przemieszczania. Budowa i zakres regulacji pozwala ograniczyć uciążliwości związane z ciężką pracą w pozycji siedzącej.

Taboret LEKO



Taboret LEKO 1



Taboret LEKO 2



Taboret	LEKO	LEKO 1	LEKO 2
Wymiary*			
Min. wysokość	650	650	670
Max. wysokość	900	900	800
Średnica siedziska	390	390	390
Grubość siedziska	100	100	100
Średnica podstawy	640	640	605


Taboret TB-1 CHROM**Taboret TB-1 MED****Taboret TB-3**

Taboret Wymiary*	TB-1 CHROM	TB-1 MED	TB- 3
Min. wysokość	630	630	630
Max. wysokość	870	870	765
Średnica siedziska	360	360	360
Grubość siedziska	60	60	60
Średnica podstawy	640	640	605

Taboret T-POL Taboret T-POL 1 Taboret T-POL 2

Taboret Wymiary*	T-POL	T-POL 1	T-POL 2
Min. wysokość	595	595	610
Max. wysokość	845	845	740
Średnica siedziska	350	350	350
Grubość siedziska	30	30	30
Średnica podstawy	640	640	605

*Wszystkie wymiary podane w mm.



Taboret Taboretsatyna Taboretchrom



Wymiary w mm	Taboret	Taboret satyna	Taboret chrom
Wysokość	470	470	470
Średnica siedziska	355	355	355

**Taboret TB-1
Podnośnik gazowy**



**Taboret TB-1
podstawa metalowa**



**Taboret TB-2
podnośnik śrubowy**



Wymiary*	Taboret TB-1 podnośnik gazowy	TB-1 podstawa metalowa	TB-2 podnośnik śrubowy
----------	-------------------------------	------------------------	------------------------

Min. wysokość	430	420	460
Max. wysokość	560	550	560
Średnica siedziska	355	355	355
Średnica podstawy	600	600	600

Taboret TB-4 Taboret TB-OP




Wymiary*	Taboret TB-4	Taboret TB-OP
Min. wysokość	490	575
Max. wysokość	690	825
Min. wys. oparcia	910	890
Max. wys. oparcia	111	1140
Średnica siedziska	460	350
Średnica podstawy	600	640

* Wszystkie wymiary podane są w mm.

Kolory obić

Produkowane przez nas meble medyczne mogą mieć różne kolory obić. Poniżej przedstawiamy próbki materiałów.

1



2



3



4




5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17

18



UWAGA! kolory mogą odbiegać od rzeczywistych.