

Chłodziarki medyczne SMEG serii PMF



Informacje podstawowe:

Nazwa: Chłodziarka medyczna

Producent: SMEG Instruments

Opis: Seria chłodziarek do użytku medycznego oraz farmaceutycznego
– 12 różnych wielkości komory użytkowej o pojemnościach od 120l do 2300l,
obudowa ze stali lakierowanej proszkowo lub nierdzewnej,
panel sterowania podstawowy lub zaawansowany, oświetlenie wnętrza komory.

Lista parametrów

Zakres temperatury (°C)	+2°C +15°C
Bezstopniowa regulacja temperatury (tak/nie)	TAK
Pojemność (l)	120 - 2300
Wymuszony obieg powietrza (tak/nie)	TAK
Wyświetlacz temperatury (tak/nie)	TAK
Drzwi wyposażone w zamek (tak/nie)	TAK
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (tak/nie)	NIE
Drzwi wyposażone w zespoloną szybę (tak/nie)	TAK
Możliwość zastosowania organizera (tak/nie)	TAK
Moduł GSM (powiadamiania o nieprawidłowościach działania) (tak/nie)	NIE
Szerokość zewnętrzna (mm)	620-2160
Wysokość zewnętrzna (mm)	830-2070
Głębokość zewnętrzna (mm)	660 – 800