

Zamrażarki laboratoryjne szafowe SMEG serii CPLV



Informacje podstawowe:

Nazwa: Zamrażarka laboratoryjna SMEG CPLV

Producent: SMEG Instruments

Opis: Seria zamrażarek laboratoryjnych szafowych - 4 różne wielkości komory użytkowej o pojemnościach od 600l do 1500l, obudowa ze stali lakierowanej proszkowo lub nierdzewnej, oświetlenie wnętrza komory, panel sterowania podstawowy lub zaawansowany, opcjonalnie rejestrator temperatury.

Lista parametrów

Zakres temperatury (°C)	-5 -20°C
Bezstopniowa regulacja temperatury (tak/nie)	TAK
Pojemność (l)	600 - 1500
Wymuszony obieg powietrza (tak/nie)	TAK
Wyświetlacz temperatury (tak/nie)	TAK
Drzwi wyposażone w zamek (tak/nie)	TAK
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (tak/nie)	NIE
Drzwi wyposażone w zespoloną szybę (tak/nie)	TAK
Liczba warstw szkła szyby	3
Szerokość zewnętrzna (mm)	720-1440
Wysokość zewnętrzna (mm)	207
Głębokość zewnętrzna (mm)	700 – 800