

Zamrażarki laboratoryjne skrzyniowe **SMEG** serii **CLO**



Informacje podstawowe:

Nazwa: Zamrażarka laboratoryjna SMEG CLO

Producent: SMEG Instruments

Opis: Seria zamrażarek laboratoryjnych skrzyniowych - 7 różnych wielkości komory użytkowej o pojemnościach od 140l do 460l, obudowa ze stali lakierowanej proszkowo, oświetlenie wnętrza komory, opcjonalnie rejestrator temperatury.

Lista parametrów

Zakres temperatury (°C)	-16 -26°C
Bezstopniowa regulacja temperatury (tak/nie)	NIE
Pojemność (l)	140 - 460
Wymuszony obieg powietrza (tak/nie)	TAK
Wyświetlacz temperatury (tak/nie)	TAK
Drzwi wyposażone w zamek (tak/nie)	TAK
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (tak/nie)	NIE
Drzwi wyposażone w zespoloną szybę (tak/nie)	NIE
Liczba warstw szkła szyby	-
Szerokość zewnętrzna (mm)	550-1600
Wysokość zewnętrzna (mm)	890 - 920
Głębokość zewnętrzna (mm)	640 – 810