

Zamrażarki laboratoryjne skrzyniowe **SMEG** serii **CL40**



Informacje podstawowe:

Nazwa: Zamrażarka laboratoryjna SMEG CL40

Producent: SMEG Instruments

Opis: Seria zamrażarek laboratoryjnych skrzyniowych - 4 różne wielkości komory użytkowej o pojemnościach od 70l do 410l, obudowa ze stali lakierowanej proszkowo, oświetlenie wnętrza komory, opcjonalnie rejestrator temperatury.

Lista parametrów

Zakres temperatury (°C)	-10 -45°C
Bezstopniowa regulacja temperatury (tak/nie)	TAK
Pojemność (l)	125 - 410
Wymuszony obieg powietrza (tak/nie)	TAK
Wyświetlacz temperatury (tak/nie)	TAK
Drzwi wyposażone w zamek (tak/nie)	TAK
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (tak/nie)	NIE
Drzwi wyposażone w zespoloną szybę (tak/nie)	NIE
Liczba warstw szkła szyby	-
Szerokość zewnętrzna (mm)	720-1500
Wysokość zewnętrzna (mm)	870 - 930
Głębokość zewnętrzna (mm)	740 – 680