

Zamrażarki laboratoryjne SMEG serii CBLV



Informacje podstawowe:

Nazwa: Zamrażarka laboratoryjna SMEG CBLV

Producent: SMEG Instruments

Opis: Seria zamrażarek laboratoryjnych szafowych - 3 różne wielkości komory użytkowej o pojemnościach od 150l do 660l, obudowa ze stali lakierowanej proszkowo lub nierdzewnej, panel sterowania podstawowy lub zaawansowany, oświetlenie wnętrza komory, opcjonalnie rejestrator temperatury.

Lista parametrów

Zakres temperatury (°C)	-5 -25°C
Bezstopniowa regulacja temperatury (tak/nie)	NIE
Pojemność (l)	150 - 660
Wymuszony obieg powietrza (tak/nie)	TAK
Wyświetlacz temperatury (tak/nie)	TAK
Drzwi wyposażone w zamek (tak/nie)	TAK
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (tak/nie)	NIE
Drzwi wyposażone w zespoloną szybę (tak/nie)	TAK
Liczba warstw szkła szyby	3
Szerokość zewnętrzna (mm)	600-2160
Wysokość zewnętrzna (mm)	840-1870
Głębokość zewnętrzna (mm)	620 – 730