

Laerdal ALS Baby oferuje wyjątkowy realizm ćwiczeń z zakresu zaawansowanej resuscytacji niemowląt, w tym postępowania z drogami oddechowymi (intubacja), pośredniego masażu serca i sztucznej wentylacji, wkłuc doszpikowych i monitorowania EKG.



Właściwości manekina Laerdal ALS Baby:

- możliwość wentylacji resuscytorem,
- możliwość treningu rękoczynu Sellick'a,
- możliwość intubacji przez usta i przez nos,
- możliwość treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (nie zaleca się stosowania wentylacji powietrzem wydychanym),
- 3 odprowadzenia EKG,
- możliwość wkłuc doszpikowych z możliwością pobrania sztucznego szpiku,

Dostępne warianty:

08 00 31 Laerdal ALS Baby 200

08 00 30 Laerdal ALS Baby – zestaw bez symulatora HeartSim 200

26 00 10 Symulator EKG HeartSim 200

Zestaw Laerdal ALS Baby 200 zawiera:

- manekin ALS Baby
- plastikową walizkę
- 4 wymienne wkładki do wkłuc doszpikowych
- Pulse Bulb – gumowa gruszka do symulacji tętna
- żel silikonowy
- symulator HeartSim 200
- instrukcja obsługi



*Symulator EKG
HeartSim 200*

Materiały zużywalne:

25 20 90 Airway Lubricant - żel silikonowy

08 23 05 Leg Replacement Pads – wkładki do wkłuc doszpikowych (op. 5 szt.)

08 20 25 Lungs/Stomach – płuca/żołądek (op. 6 szt.)

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolista 25

40-486 Katowice

tel: 32 735 04 61

fax: 32 735 03 14

lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl