



Little Junior to lekki i wiernie odtworzony manekin do treningu resuscytacji krążeniowo - oddechowej dziecka.

W manekinie Little Junior uwzględniono wszystkie niezbędne elementy, aby zapewnić odpowiednią jakość szkolenia. Stanowi on odzwierciedlenie fizjologii i anatomii dziecka i został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Posiada następujące właściwości:

- naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy),
- realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa,
- klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,
- realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku,
- dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”),
- specjalnie dobrana sprężyna symuluje realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku,
- torba służąca jednocześnie jako mata treningowa,
- szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowej i części twarzowej

Dostępne warianty manekina:

18 00 20 Little Junior
18 00 25 Little Junior – ciemnoskóry

Zestaw zawiera:

- **Manekin Little Junior**
- torbę transportową / matę treningową
- 1 część twarzową
- 1 wymienne drogi oddechowe
- instrukcję obsługi

18 00 22 zestaw 4 manekinów Little Junior w torbie transportowej
18 00 27 zestaw 4 manekinów Little Junior (ciemnoskórych) w torbie transportowej

Zestaw zawiera:

- **4 Manekiny Little Junior**
- torbę transportową
- 4 części twarzowe
- 4 wymienne drogi oddechowe
- instrukcję obsługi

Materiały zużywalne:

18 30 10 Junior Faces - część twarzowa (op. 6 szt.)
18 30 15 Junior Faces dark skin - ciemnoskóra część twarzowa (op. 6 szt.)
18 32 10 Airways - drogi oddechowe (op. 24 szt.)
18 32 11 Airways – drogi oddechowe (op. 96 szt.)
15 12 01 Manikin Face Shields - serwety do ćwiczeń na manekinie (6 rolek po 36 sztuk)



LMP Sp. z o.o.

ul. Kolista 25
40-486 Katowice
tel: 32 735 04 61
fax: 32 735 03 14
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl