

Nita Newborn to manekin noworodka do nauki i treningu wykonywania procedur dostępu naczyniowego u noworodków



Właściwości manekina:

- manekin noworodka o wadze 1,8 kg i długości 40 cm
- możliwość zakładania rurek intubacyjnych i rurek do karmienia
- możliwość treningu standardowych wkłuć dożylnych w wielu miejscach w celu pobrania krwi lub podania leku
- możliwość cewnikowania pępowiny

VT-800 Nita Newborn

Zestaw Nita Newborn zawiera:

- manekin Nita Newborn
- rezerwuar na płyny z przewodami
- Simulated Blood - sztuczna krew
- pieluchę
- walizkę transportową

Materiały zużywalne:

VT-801 Skins and Vein Replacement Set - komplet wymiennych żył i skór

VT-802 Umbilical Valve Replacement - wymienna zastawka pępowinowa

VT-803 Vein Replacement - wymienne żyły

VT-609 Large Simulated Blood Reservoir Bag – duży rezerwuar na sztuczną krew

VT-491 Simulated Blood - sztuczna krew

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolista 25

40-486 Katowice

tel: 32 735 04 61

fax: 32 735 03 14

lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl