

Resusci Anne Advanced SkillTrainer to manekin do nauki zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej.



Właściwości manekina:

- głowa z drogami oddechowymi do treningu tzw. „płytkiej intubacji” wszystkimi współczesnymi technikami i narzędziami (z wyjątkiem intubacji dotchawicznej)
- możliwość ćwiczenia odchylenia głowy i uniesienia podbródka oraz wyluksowania żuchwy
- zestaw wymiennych źrenic (normalne, zwężone, rozszerzone)
- realistycznie wymodelowana chrząstka pierścieniowata krtani zamocowana do dróg oddechowych, pod skórą twarzy umożliwiającą ćwiczenie techniki uciskania chrząstki
- realistyczna anatomia torsu manekina umożliwiającą prawidłowe wykonywanie zewnętrznych uciśnień klatki piersiowej
- realistycznie unoszące się powłoki brzuszne przy przewentylowaniu żołądka
- ramię do nauki wkłuc dożylnych i podawania leków z wymienną sztuczną skórą i systemem żył,
- możliwość wykonania pełnej defibrylacji defibrylatorami manualnymi i AED,
- cztery końcówki umożliwiają podłączenie i wykonanie 3-odprowadzeniowego EKG,
- tętno szyjne generowane automatycznie w korelacji z wybranym rytmem EKG,
- pilot zdalnego sterowania (radiowy) umożliwiający obsługę manekina ze znacznej odległości,
- rejestracja poprawności resuscytacji
- opcjonalnie możliwość dołączania kończyn z systemu **Resusci Anne First Aid & Trauma Modules** (w tym transportowych, urazowych i do nauki tamowania krwotoku z tętnicy udowej)
- współpraca z oprogramowaniem **PC SkillReporting Software** [opcja] umożliwiającym śledzenie parametrów resuscytacji, zapis i wydruk rejestru zdarzeń oraz pisanie i uruchamianie scenariuszy zdarzeń.

**151-00033 Resusci Anne Advanced SkillTrainer**

Zestaw zawiera:

- Manekin z kończynami
- ramię do nauki wkłuc
- walizka transportowa
- pilot
- Simulated Blood – sztuczna krew
- Airway Lubricant – żel silikonowy
- ubranie (kurtka i spodnie)
- instrukcja obsługi

Materiały zużywalne:

- 300-00750 Simulated Blood – sztuczna krew
- 25 20 90 Airway Lubricant – żel silikonowy
- 325-00350 Replacement Skin & Vein System (Female)  
wymieniana skóra ramienia (kobiety) z systemem żył

**LMP Sp. z o.o.**

ul. Kolisty 25  
40-486 Katowice  
tel: 32 735 04 61  
fax: 32 735 03 14  
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań  
tel. 61 899 82 01  
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok  
tel. 85 710 44 35  
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk  
tel. 601 29 09 17  
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa  
tel. 721 32 78 80  
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław  
tel. 601 21 83 01  
wroclaw@lmp.pl

[www.lmp.pl](http://www.lmp.pl)