



**Manekiny Resusci Anne Basic i Resusci Anne SkillGuide oferują znakomite możliwości realistycznego treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.**


Posiadają następujące właściwości:

- poprawna anatomicznie budowa manekina umożliwia realistyczny trening odnajdywania miejsca uciśnięć klatki piersiowej
- symulacja niedrożności dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odchylenie głowy / wysunięcie ruchomej żuchwy)
- unoszenie się klatki piersiowej przy wdmuchnięciu
- symulowane tętno szyjne

**Dołączony panel SkillGuide umożliwia bieżącą kontrolę poprawności wykonywanych działań:**

- prawidłową ilość wdmuchiwanego powietrza,
- prawidłowe tempo wdmuchnięć,
- prawidłową głębokość ucisku klatki piersiowej,
- prawidłowe miejsce ucisku klatki piersiowej.

- prawidłowa objętość oddechowca
- za duża objętość oddechowca
- prawidłowa głębokość ucisku
- złe miejsce ucisku
- za szybkie wdmuchnięcie



Manekin symuluje dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii. Dostępny jest w wersji tors (**Torso**) lub z miękkimi nogami i sztywnymi ramionami (**Full Body**). **Opcjonalnie dostępne są różnego rodzaju zestawy kończyn znacznie rozszerzające paletę funkcji manekina** (w tym ramię do nauki wkłuć, kończyny transportowe lub urazowe oraz nogi do nauki tamowania krwotoku z tętnicy udowej).

Zestaw zawiera:

- **Manekin Resusci Anne**
- 3 części twarzowe
- 2 wymienne drogi oddechowe
- walizkę lub torbę transportową
- ubranie (spodnie tylko w wersji Full Body)
- instrukcję obsługi
- Modele oznaczone jako **SkillGuide** zawierają elektroniczny panel kontrolny

Dostępne warianty manekina:

- 31 00 05 Resusci Anne Torso Basic (tors w walizce)
- 31 00 06 Resusci Anne Torso Basic (tors w torbie)
- 31 00 35 Resusci Anne Full Body Basic (manekin z kończynami w walizce)
- 31 00 15 Resusci Anne Torso SkillGuide (tors w walizce)
- 31 00 16 Resusci Anne Torso SkillGuide (tors w torbie)
- 31 00 45 Resusci Anne Full Body SkillGuide (manekin z kończynami w walizce)

Materiały zużywalne:

- 31 02 10 Face skin - część twarzowa (op. 6 szt.)
- 31 02 20 Face skin - część twarzowa dekorowana (op. 6 szt.)

- 15 22 50 Airways - drogi oddechowe (op. 24 szt.)
- 15 12 01 Manikin Face Shields - serwety do ćwiczeń na manekinie (6 rolek po 36 sztuk)

**LMP Sp. z o.o.**

ul. Kolisty 25  
40-486 Katowice  
tel: 32 735 04 61  
fax: 32 735 03 14  
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań  
tel. 61 899 82 01  
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok  
tel. 85 710 44 35  
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk  
tel. 601 29 09 17  
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa  
tel. 721 32 78 80  
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław  
tel. 601 21 83 01  
wroclaw@lmp.pl

[www.lmp.pl](http://www.lmp.pl)