

Manekin Resusci Anne CPR/D posiada wszystkie funkcje manekina Resusci Anne SkillReporter rozszerzone o możliwość treningu defibrylacji przy użyciu prawdziwego defibrylatora, sterowanego ręcznie lub też półautomatycznie.



zestaw nie zawiera
defibrylatora

Manekin posiada następujące właściwości:

- bieżąca kontrola przebiegu ćwiczeń oraz zapis zdarzeń (**panel SkillReporter** umożliwia uzyskanie wydruku),
- możliwa defibrylacja i odczyt EKG z użyciem prawdziwego defibrylatora,
- automatycznie generowane tętno szyjne w zależności od wyboru rytmu pracy serca,
- **panel Micro-HeartSim** umożliwia dodanie do realizowanego scenariusza zmian rytmu EKG oraz zapis w rejestrze dodatkowych zdarzeń: wezwanie pomocy, sprawdzenie oddychania, przybycie defibrylatora

Dostępne warianty manekina:

- 32 00 25 Resusci Anne CPR/D Torso (wersja tors)
- 32 00 55 Resusci Anne CPR/D Full Body (wersja z kończynami)

Zestaw zawiera:

- **Manekin Resusci Anne CPR/D** w walizce
- 3 części twarzowe
- 2 wymienne drogi oddechowe
- ubranie (spodnie tylko w wersji Full Body)
- elektroniczny panel kontrolny **SkillReporter** wraz z 1 rolką papieru
- panel sterujący przebiegami EKG **Micro-HeartSim**
- instrukcję obsługi



panel
SkillReporter



panel
Micro-HeartSim

Materiały zużywalne:

- 31 02 10 Face skin - część twarzowa (op. 6 szt.)
- 31 02 20 Face skin - część twarzowa dekorowana (op. 6 szt.)
- 15 22 50 Airways - drogi oddechowe (op. 24 szt.)
- 15 12 01 Manikin Face Shields - serwetki do ćwiczeń na manekinie (6 rolek po 36 sztuk)
- 31 50 50 Papier do drukarki panelu SkillReporter (op. 5 rolek)

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolisty 25
40-486 Katowice
tel: 32 735 04 61
fax: 32 735 03 14
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl