




Manekin Resusci Anne SkillReporter pozwala instruktorom prowadzić zaawansowany trening resuscytacji krążeniowo – oddechowej ze zwróceniem uwagi na precyzyjną optymalizację wyników ćwiczeń.

Właściwości manekina:

- wynik ćwiczeń w czasie rzeczywistym (panel) oraz zapis graficzny w postaci wydruku (statystyka i/lub wykres)
- wydruk opatrzony statystyką ćwiczeń umożliwiającą porównanie uzyskanych wyników ze standardami
- możliwość zapisu zdarzeń bez obecności panelu SkillReporter co znakomicie ułatwia prowadzenie symulacji w plenerze (np. wydobywanie poszkodowanego z pojazdu, transport na desce ortopedycznej)
- niewielki i poręczny panel **SkillReporter** posiada wbudowaną drukarkę termiczną umożliwiającą uzyskanie raportu z przeprowadzonej akcji.



Raport informuje o następujących danych:


Masaż serca: średnia głębokość ucisków, średnia ilość ucisków na minutę, średnia częstość ucisków na minutę, całkowita ilość ucisków,

ilość ucisków prawidłowych, % ucisków prawidłowych, ilość ucisków zbyt głębokich, ilość ucisków zbyt płytkich, ilość ucisków w niepoprawnym miejscu, ilość ucisków na wyrostek mieczykowaty, ilość ucisków z błędem relaksacji.

Wentylacja: średnia objętość wdmuchnięcia, średnia ilość wdmuchnięć na minutę, pojemność minutowa ml/min., całkowita ilość wdmuchnięć, ilość wdmuchnięć prawidłowych, % wdmuchnięć poprawnych, ilość wdmuchnięć o zbyt dużej objętości, ilość wdmuchnięć o zbyt małej objętości, ilość wdmuchnięć zbyt szybko wykonanych.

Informacje dodatkowe: czas trwania reanimacji, sprawdzenie reaktywności pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie tętna.

Możliwość podłączenia do komputera dzięki zastosowaniu opcjonalnego oprogramowania **Laerdal PC SkillReporting System.**



Zestaw zawiera:

- Manekin Resusci Anne w walizce
- 3 części twarzowe
- 2 wymienne drogi oddechowe
- ubranie (spodnie tylko w wersji Full Body)
- elektroniczny panel kontrolny **SkillReporter** wraz z 1 rolką papieru
- instrukcję obsługi

Dostępne warianty manekina:

- 31 00 25 Resusci Anne Torso SkillReporter
- 31 00 55 Resusci Anne Full Body SkillReporter

Materiały zużywalne:

- 31 02 10 Face skin - część twarzowa (op. 6 szt.)
- 31 02 20 Face skin - część twarzowa dekorowana (op. 6 szt.)
- 15 22 50 Airways - drogi oddechowe (op. 24 szt.)
- 15 12 01 Manikin Face Shields - serwety do ćwiczeń na manekinie (6 rolek po 36 sztuk)
- 31 50 50 Papier do drukarki panelu SkillReporter (op. 5 rolek)

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolista 25
40-486 Katowice
tel: 32 735 04 61
fax: 32 735 03 14
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
pozn@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl