

Manekiny Resusci Baby Basic i Resusci Baby SkillGuide oferują znakomite możliwości realistycznego treningu w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej niemowląt.



Posiadają następujące właściwości:

- poprawna anatomicznie budowa manekina umożliwia realistyczny trening odnajdywania miejsca uciśnięć klatki piersiowej
- symulacja niedrożności dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odchylenie głowy / wysunięcie ruchomej żuchwy)
- unoszenie się klatki piersiowej przy wdmuchnięciu
- możliwość kontroli tętna na tętnicy ramiennej
- szybkie w wymianie drogi oddechowej i części twarzowej

Dołączony panel SkillGuide umożliwia bieżącą kontrolę poprawności wykonywanych działań:

- prawidłową ilość wdmuchiwanego powietrza,
- prawidłowe tempo wdmuchnięć,
- prawidłową głębokość ucisku klatki piersiowej,
- prawidłowe miejsce ucisku klatki piersiowej.



Zestaw zawiera:

- **Manekin Resusci Baby**
- walizkę transportową
- 2 części twarzowe
- 5 wymiennych dróg oddechowych
- ubranie
- Model oznaczony jako **SkillGuide** zawiera elektroniczny panel kontrolny
- instrukcję obsługi

Dostępne warianty manekina:

- 14 00 10 Resusci Baby
- 14 00 11 Resusci Baby SkillGuide

Materiały zużywalne:

- 14 36 90 Resusci Baby Faces - część twarzowa (op. 6 szt.)
- 14 37 00 Resusci Baby Airways - drogi oddechowe (op. 24 szt.)
- 14 37 01 Resusci Baby Airways - drogi oddechowe (op. 96 szt.)
- 15 12 01 Manikin Face Shields - serwety do ćwiczeń na manekinie (6 rolek po 36 sztuk)

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolista 25
40-486 Katowice
tel: 32 735 04 61
fax: 32 735 03 14
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl