

Manekiny Resusci Junior Basic i Resusci Junior SkillGuide oferują znakomite możliwości realistycznego treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej dzieci.

Posiadają następujące właściwości:

- poprawna anatomicznie budowa manekina umożliwia realistyczny trening odnajdywania miejsca uciśnięć klatki piersiowej
- symulacja niedrożności dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odchylenie głowy / wysunięcie ruchomej żuchwy)
- unoszenie się klatki piersiowej przy wdmuchnięciu
- symulowane tętno szyjne
- szybkie w wymianie drogi oddechowej i części twarzowej (te same co w manekinie Little Junior)



Dołączony panel SkillGuide umożliwia bieżącą kontrolę poprawności wykonywanych działań:

- prawidłową ilość wdmuchiwanego powietrza,
- prawidłowe tempo wdmuchnięć,
- prawidłową głębokość ucisku klatki piersiowej,
- prawidłowe miejsce ucisku klatki piersiowej.



Resusci Junior Water Rescue jest manekinem specjalnie zaprojektowanym do ćwiczeń z ratownictwa wodnego.



Zestaw zawiera:

- **Manekin Resusci Junior**
- walizkę transportową
- matę treningową
- 3 części twarzowe
- 3 wymienne drogi oddechowe
- ubranie
- Model oznaczony jako **SkillGuide** zawiera elektroniczny panel kontrolny
- Model oznaczony jako **Water Rescue** ma wbudowany zestaw do ratownictwa wodnego Water Rescue Update Kit
- instrukcję obsługi

Dostępne warianty manekina:

- 18 00 10 Resusci Junior
- 18 00 11 Resusci Junior SkillGuide
- 18 00 12 Resusci Junior Water Rescue
(wersja bez panelu SkillGuide do ćwiczeń w wodzie)

Materiały zużywalne:

- 18 30 10 Junior Faces - część twarzowa (op. 6 szt.)
- 18 32 10 Airways – drogi oddechowe (op. 25 szt.)
- 18 32 11 Airways – drogi oddechowe (op. 100 szt.)
- 15 12 01 Manikin Face Shields - serwety do ćwiczeń na manekinie
(6 rolek po 36 sztuk)

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolista 25
40-486 Katowice
tel: 32 735 04 61
fax: 32 735 03 14
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl