

Przeznaczony do symulacji podstawowych procedur pielęgnacji pacjenta, manekin Patient Kelly łączy w sobie trwałość wykonania z modułową konstrukcją co czyni go doskonałym manekinem do nauki podstawowych procedur pielęgnacyjnych.



#### Właściwości manekina:

- głowa z nozdrzami i otworem ustnym ułatwiającymi zakładanie zgłębnika nosowo-żołądkowego w celu płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik
- otwór w tchawicy do umieszczania rurki i jej pielęgnacji
- dwustronne wkładki przedramion do symulacji wkluczeń dożylnych
- możliwość wstrzyknięć domięśniowych we wkładki mięśniowe naramienne, grzbietowo-pośladkowe, brzuszno-pośladkowe i wkładkę mięśnia obszernego bocznego
- płyta brzuszna z zamiennymi umiejscowieniami stomii ułatwiające pielęgnację / płukanie kolostomii i pielęgnację przetoki krętnicznej
- zamienne genitalia żeńskie i męskie z pojemnikami ułatwiającymi cewnikowanie pęcherza moczowego i wykonywanie lewatyw z użyciem płynu do realistycznego zwrotu
- otwory po wkluczeniach dożylnych podobojczykowych, różne stomie, otwór w klatce piersiowej po odbarczeniu odmy do pielęgnacji i utrzymania miejsc po ranach operacyjnych

#### **301-00001 Patient Kelly**

#### Zestaw Patient Kelly zawiera:

- Manekin dorosłego mężczyzny – pełna postać
- Manikin Lubricant - środek nawilżający
- ubranie (koszula szpitalna)
- zestaw narzędzi do łączenia części

#### **LMP Sp. z o.o.**

ul. Kolisty 25

40-486 Katowice

tel: 32 735 04 61

fax: 32 735 03 14

lmp@lmp.pl

Oddział Poznań  
tel. 61 899 82 01  
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok  
tel. 85 710 44 35  
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk  
tel. 601 29 09 17  
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa  
tel. 721 32 78 80  
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław  
tel. 601 21 83 01  
wroclaw@lmp.pl

[www.lmp.pl](http://www.lmp.pl)