

Arterial Arm Stick Kit to realistycznie odtworzone ramię dorosłego mężczyzny z systemem tętnic do nauki prawidłowego wykonywania nakłuć tętniczych do gazometrycznego badania krwi.



**Właściwości:**

- możliwość wykonywania testu Allena
- giętki nadgarstek
- ciśnienie tętnicze generowane manualnie
- tętnice wyczuwalne dotykiem
- możliwość wykonywania wstrzyknięć w tętnicę ramienną i promieniową
- możliwość zwiększenia ciśnienia krwi w tętnicach skutkująca cofaniem się strzykawki
- wymienny system tętnic i skóra zapewniają wielokrotność użycia modelu

**Dostępne warianty:**

375-80001 Arterial Arm Stick Kit - kompletny zestaw z akcesoriami

375-81001 Arterial Arm Stick – samo ramię

**Zestaw Arterial Arm Stick Kit zawiera:**

- ramię dorosłego mężczyzny
- wymienną skórę z systemem tętnic
- sztuczną krew
- 5 strzykawek
- spray silikonowy
- walizkę transportową
- instrukcję obsługi

**Materiały zużywalne:**

375-80150 Replacement Skin & Arteries

wymienna skóra i tętnice

300-00750 Simulated Blood - sztuczna krew

300-00650 Manikin Lubricant - spray silikonowy

**LMP Sp. z o.o.**

ul. Kolisty 25

40-486 Katowice

tel: 32 735 04 61

fax: 32 735 03 14

lmp@lmp.pl

Oddział Poznań  
tel. 61 899 82 01  
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok  
tel. 85 710 44 35  
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk  
tel. 601 29 09 17  
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa  
tel. 721 32 78 80  
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław  
tel. 601 21 83 01  
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl