



LMP
pomagamy ratować życie



Laerdal
helping save lives

Baby Stap

Baby Stap to realistyczny model niemowlęcia do nauki wykonywania wkłuć lędźwiowych.



Właściwości modelu Baby Stap:

- konstrukcja umożliwiająca wyczuć palpacyjne prawidłowego miejsca wkłucia
- możliwość ułożenia w pozycji bocznej lub siedzącej
- realistyczny wymienny kręgosłup z rdzeniem kręgowym
- możliwość wstrzykiwania płynów

375-34001 Baby Stap

Zestaw Baby Stap:

- manekin
- instrukcja obsługi

Materiały zużywalne:

375-32350 butelka na płyn
375-34150 przewody na płyn

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolisty 25
40-486 Katowice
tel: 32 735 04 61
fax: 32 735 03 14
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl