

Cricoid Stick Trainer to naturalnej wielkości, realistyczna imitacja głowy dorosłego mężczyzny do nauki wykonywania konikotomii i konikopunkcji.



**Właściwości manekina:**

- możliwość treningu przecinania lub nakłuwania więzadła pierścienno - tarczowego krtani
- dopracowane szczegóły anatomiczne dla możliwie jak najwierniejszej symulacji
- wymienne tchawice
- wymienna skóra szyi wytrzymaująca wielokrotne przekłuwanie
- głowa dostarczana na podstawie z możliwością prostego i łatwego zamontowania do niektórych manekinów Laerdal w celu umożliwienia realizacji bardziej zaawansowanych scenariuszy zdarzeń

**261-01001 Cricoid Stick Trainer**

**Zestaw Cricoid Stick Trainer zawiera:**

- głowa
- twarda tchawica z symulowanym płucem
- miękka tchawica z symulowanym płucem
- wymienna skóra szyi

**Materiały zużywalne:**

261-01150 Replaceable Trachea - Rigid - wymienna tchawica (twarda)

261-01250 Replaceable Trachea - Soft - wymienna tchawica (miękka)

261-01350 Replacement Neck Skin - wymienna skóra szyi

**LMP Sp. z o.o.**

ul. Kolista 25

40-486 Katowice

tel: 32 735 04 61

fax: 32 735 03 14

lmp@lmp.pl

Oddział Poznań  
tel. 61 899 82 01  
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok  
tel. 85 710 44 35  
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk  
tel. 601 29 09 17  
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa  
tel. 721 32 78 80  
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław  
tel. 601 21 83 01  
wroclaw@lmp.pl

[www.lmp.pl](http://www.lmp.pl)