

Laerdal Infant Airway Management Trainer to wiernie odtworzony model 3-miesięcznego niemowlęcia do nauki podstawowych i zaawansowanych czynności związanych z drogami oddechowymi.



Właściwości manekina:

- odtworzone z anatomicznymi szczegółami: język, gardło, nagłośnia, krtań, struny głosowe i tchawica
- możliwość wentylacji resuscytatorem
- możliwość demonstracji rękoczynu Sellicka
- możliwość intubacji przez usta i przez nos
- poprawne wprowadzenie rurki intubacyjnej potwierdzone w praktycznym teście
- symulacja przewentylowania żołądka

250-00250 Laerdal Infant Airway Management Trainer

Zestaw Laerdal Infant Airway Management Trainer zawiera:

- manekin Infant Airway Management Trainer
- spray silikonowy
- instrukcję obsługi

Materiały zużywalne:

250-21050 Airway Lubricant - spray silikonowy (45 ml)

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolisty 25

40-486 Katowice

tel: 32 735 04 61

fax: 32 735 03 14

lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl