

Laerdal IV Torso to manekin służący do nauki wkłuć centralnych i zakładania wlewów dożylnych.



Właściwości:

- dwa główne miejsca dostępu dla wlewów: szyja / okolica podobojczykowa oraz okolica tętnicy udowej
- możliwość założenia wlewów w w/w miejscach dzięki specjalnie skonstruowanym miękkim wkładkom umieszczonym w znajdujących się tam wgłębieniach
- pokryte sztuczną skórą wkładki posiadają żyły wypełnione płynem imitującym krew
- specjalna skóra zamykająca i uszczelniająca się po wyjęciu igły
- sztuczne żyły o samouszczelniających się ścianach wywołujące realistyczny opór podczas przekłuwania
- możliwość uzupełniania sztucznej krwi oraz wymiany wkładek
- możliwość symulacji pulsu za pomocą dołączonej gruszki



090019 IV Torso

Zestaw Laerdal IV Torso zawiera:

- tors dorosłego mężczyzny
- sztuczną krew
- wymienną wkładkę udową i szyjną
- walizkę transportową
- instrukcję obsługi

Materiały zużywalne:

09 20 01 Neck Replacement Pad – wymienna wkładka szyjna
09 20 03 Femoral Replacement Pad – wymienna wkładka udowa
09 21 03 Simulated Blood - sztuczna krew



LMP Sp. z o.o.

ul. Kolista 25
40-486 Katowice
tel: 32 735 04 61
fax: 32 735 03 14
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl