

Peter PICC Line to model górnej części tułowia z ramieniem do praktycznego zakładania, pielęgnacji i wyjmowania wkłuc centralnych zakładanych obwodowo (PICC Line)



Właściwości modelu Peter PICC Line:

- ułożenie w pozycji na plecach z ramieniem odchylonym o 90° od linii ciała
- ruchomy podbródek symulujący okluzję żyły szyjnej
- poprawne anatomicznie ułożenie żył odpromieniowej, pośrodkowej, odłokciowej, szyjnej, podobojczykowej i górnej żyły głównej
- wyczuwalne żebra pozwalające zewnętrżnie ustalić właściwą długość cewnika
- zdejmowana skóra ramienia pozwalająca na wizualizację żył
- standardowe umieszczanie cewników donaczyniowych
- widoczna końcówka cewnika w górnej żyły głównej
- wypełniane żyły pozwalające na realistyczny wypływ krwi

VT-600 Peter PICC Line

Zestaw Peter PICC Line zawiera :

- lekki tors z ruchomym podbródkiem
- kompletny zestaw żył
- worki i dreny do podłączenia sztucznej krwi
- torba transportowa



Materiały zużywalne:

- VT-491 Simulated Blood - sztuczna krew
- VT-601 Arm Vein Tubing Set – zestaw żył ramienia
- VT-602 Body Vein Tubing Set – zestaw żył torsu
- VT-603 Replacement Arm Skin – wymienna skóra ramienia
- VT-604 Replacement Body Skin – wymienna skóra górnej części tułowia



LMP Sp. z o.o.

ul. Kolisty 25
40-486 Katowice
tel: 32 735 04 61
fax: 32 735 03 14
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl