



Cechy wyróżniające

- Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku
- Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa
- Poślizgowa powierzchnia mankieta ułatwiająca zakładanie
- Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę
- Mniejsza traumatyczność w porównaniu z rurką dotchawiczą
- Balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający bardziej precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankieta metodą dotykową
- Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski
- Sterylność opakowania umożliwiającą natychmiastowe użycie
- Kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia
- Dostępność w 8 rozmiarach
- Produkt bezlateksowy
- Bezpieczeństwo w środowisku MRI (brak metalowych elementów)

Ambu[®] AuraStraight[™]

AuraStraight znacznie poszerza asortyment masek krtaniowych stosowanych w anestezji i ratownictwie medycznym. Jest zarazem znakomitą alternatywą dla znanej i popularnej maski Ambu AuraOnce posiadającej zakrzywioną rurkę.

W odróżnieniu od masek krtaniowych innych producentów, rurka i mankiet AuraStraight uformowane są w procesie produkcyjnym jako jeden, pozbawiony wszelkich nierówności i ostrych krawędzi element.

Ponadto, cienki oraz wyjątkowo miękki mankiet AuraStraight, dokładnie i ze zredukowanym do niezbędnego minimum naciskiem, przylega do ścian gardła. Wzmocniony koniuszek oraz specjalna faktura powierzchni mankieta (EazyGlide) umożliwiają łatwe zakładanie i wyjmowanie maski.

Maska krtaniowa Ambu AuraStraight dostępna jest w 8 rozmiarach odpowiednich dla niemowląt, dzieci oraz dorosłych

PRODUKT

Rurka	PCV
Mankiet	PCV
Złącze rurki	Polipropylen (PP)
Balonik kontrolny	PCV
Zawór	PCV/Silikon
Dren balonika kontrolnego	PCV

MATERIAŁY

OPAKOWANIE

Torebka	Tyvek [®] /Politereftalan etylenu (PET)/ Polietylen (PE)
Pudelko	Tektura

MATERIAŁY

SPECYFIKACJA

	Niemowlęta		Dzieci		Dorośli			
Rozmiar maski	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Kolor kodujący rozmiar	●	●	●	●	●	●	●	●
Waga pacjenta	<5 kg	5-10 kg	10-20 kg	20-30 kg	30-50 kg	50-70 kg	70-100 kg	>100 kg
Maksymalna objętość wypełniająca mankiet	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maks. ciśnienie w mankiecie				60 cm H ₂ O				
Złącze				15 mm ISO 5356-1				
Minimalna Ø wewn. rurki	5,7 mm	6,5 mm	7,4 mm	8,9 mm	9,8 mm	10,7 mm	11,6 mm	12,1 mm
Maksymalna Ø zewn. rurki	9,6 mm	11 mm	12,2 mm	14,4 mm	16,1 mm	17,6 mm	19,3 mm	19,5 mm
Zawór do napełniania				Luer cone ISO 594-1				
Odpowiednia temperatura przechowywania				-30°C - +55°C				
Ciężar	9,5 g	13,5 g	17,5 g	26,6 g	37,1 g	46 g	63,4 g	69,7 g
Wewnętrzna objętość kanału wentylacji	3,5 ml	5,4 ml	6,7 ml	9,7 ml	13 ml	15 ml	20 ml	22 ml
Spadek ciśnienia	<1,5 cm H ₂ O przy 15 l/min	<0,8 cm H ₂ O przy 15 l/min	<1,9 cm H ₂ O przy 30 l/min	<1,0 cm H ₂ O przy 30 l/min	<2,2 cm H ₂ O przy 60 l/min	<1,8 cm H ₂ O przy 60 l/min	<1,2 cm H ₂ O przy 60 l/min	<1,2 cm H ₂ O przy 60 l/min
Minimalne rozwarście szczęk	12,8 mm	15,1 mm	17,1 mm	20 mm	23 mm	25,4 mm	27,4 mm	28,7 mm
Wewnętrzna długość	10,9 cm	11,6 cm	13 cm	14,4 cm	16 cm	17,1 cm	18,8 cm	20,4 cm
Specjalne użycie								
Maksymalny rozmiar FOB	2,7 mm	2,7 mm	3,9 mm	3,9 mm	5,4 mm	5,4 mm	5,4 mm	5,4 mm
Maksymalny rozmiar ETT	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm	5,5 mm	6,0 mm	6,5 mm	6,5 mm

Ambu AuraStraight została opracowana zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC dotyczącą urządzeń medycznych.

DANE DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Numer katalogowy	Rozmiar	Rodzaj
324 100 000	1	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 150 000	1½	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 200 000	2	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 250 000	2½	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 300 000	3	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 400 000	4	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 500 000	5	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 600 000	6	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta

SPOSÓB PAKOWANIA

Ilość w torebce	1
Ilość w pudełku	10



AuraStraight



Wzmocniony koniuszek mankieta AuraStraight



AuraStraight w kodowanej kolorem torebce z nadrukowaną instrukcją użycia