

M700

Pulsoksymetr



- Mieści się w ręce, kompaktowy, lekki do noszenia i obsługi
- Jasne, łatwe do odczytu cyfry LED
- Zaawansowana technologia przetwarzania cyfrowego
- Dokładny pomiar w czasie niskiej perfuzji
- Stabilna, zapobiegająca poruszaniu budowa
- Odpowiedni dla dorosłych, dzieci i noworodków
- Wygodne zasilanie w baterie AA lub akumulatorki
- 4 baterie AA zapewniają ciągłość pracy przez 24 godziny
- Parametry: Cyfrowe SpO₂, Wartość pulsu, Słupek pulsu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ogólne:

Standardy bezpieczeństwa

- IEC 60601-1:1998 IEC 60601-1-8:2005 GB9706.1-1995 ISO 9919:2005
- Typ ochrony: urządzenie zasilane wewnętrznie
- Stopień ochrony: Typu BF

Mechaniczne

- Wymiary: 141mm x 27mm x 74mm
- Waga: ok. 120g (bez baterii)

Bateria

- Wymóg zasilania: 4 baterie alkaliczne AA lub 4 akumulatorki AA
- Czas pracy: ok. 24h bez przerwy

Wyświetlacz

- SpO₂: 3-cyfrowy 7-segmentowy LED 0,39", Czerw.
- Puls: 3-cyfrowy 7-segmentowy LED 0,32", Zielony
- Zasilanie: 3mm (średnica) LED, dwukolorowy (normalnie: zielony/niski stan baterii: żółty)
- Jakość pulsu: 8-segmentowy słupek LED, Czerw.
- Niska perfuzja: część 8-segmentowego słupka, cz

Dźwięk

- Typ: pojedynczy ton
- Alarm odłączenia czujnika: interwał 20 sekund
- Wskazanie pulsu
- Wskazanie niskiego poziomu baterii
- Wskazanie przełączenia

Przełączanie membrany

- Ilość przełączeń: 5
- Zasilanie: wł./wył. (naciśnij i przytrzymaj przez 1s)

- Status: Normalny/Oszczędzanie baterii
- Dźwięk: wł./wył.
- Góra: wybierz funkcję
- Dół: wybierz funkcję
- Zakres pacjentów: Dorosły, dziecko, noworodek

BLT Cyfrowa SpO₂ (Pulsoksymetria)

- Zakres: 0-100%
- Rozdzielczość: 1%
- Dokładność: +/- 2% (70-100%)
+/- 3% (35-69%)
Nieokreślona (0-40%)

- Zakres i dokładność pulsu:
25bpm-250bpm +/- 1bp

Puls

- Zakres pomiaru: 25-250 bpm
- Rozdzielczość: 1bpm
- Dokładność: +/- 2% lub 1bpm (większy z nich)

Otoczenie

- Temperatura:
Pracy: 5C –50C
Przechowywania/transportu: -40C –70C
- Wilgotność:
Pracy: 0%-85%, nieskondensowana
Przechowywania/transportu: 0%-95%, niesk.
- Ciśnienie atmosferyczne:
Pracy: 860hPa-1060hPa
Przechowywania: 500hPa-1060hPa

Opcjonalnie

Nellcor SpO₂