



# mediwatch Plc

Innowacyjne Rozwiązania Diagnostyczne



## Sensic Portable

Systemy urodynamiczne

### Funkcje

- Sensic oznacza intuicyjną obsługę, procedury edycji wewnętrznej i równoczesną analizę
- Uprozczone programy urodynamiczne z automatyczną analizą w czasie rzeczywistym
- Automatyczne rozpoznanie i analiza ważnych procesów wewnątrz procedur
- Inteligentne przyciski, przejrzysty interfejs użytkownika i ramki manewrowe ułatwiają testowanie urodynamiczne jak nigdy dotąd
- Przenośny system zapewnia pełną mobilność, badania urodynamiczne można wykonać w dowolnym miejscu

# SensicPortable



## Funkcje systemu Sensic:

- Kolorowe kodowanie do identyfikacji segmentów analizy
- Śledzenie wyników liczbowych w czasie rzeczywistym
- Funkcja grupowania inteligentnych przycisków w celu maksymalnego wykorzystania ekranu na wykresy
- Edytowanie rezultatów studiów i monitorowanie ciśnień w czasie rzeczywistym równoległe z edycją wewnętrznych procedur
- Proste kliknięcie lub dotknięcie kolorowego paska do natychmiastowej analizy danych na ekranie
- Identyfikuje i przedstawia VLPP (Valsalva leak point pressure) wraz ze stałą analizą na ekranie
- Identyfikuje wartość uroflow wraz ze stałą analizą na ekranie
- Generuje elastyczne, edytowalne raporty w Microsoft Word, zawartym w standardzie
- Sekwencje video z urodynamiki dołączone do danych oraz inteligentne przechwytywanie sekwencji video zintegrowane z ekranem
- Oprogramowanie Sensic funkcjonujące z ekranem dotykowym

## System przenośny:

- Przetwornik przepływu z wirującym dyskiem lub komorą wagową dla lepszej mobilności
- Cztery kanały ciśnienia
- Niskoszumne sygnały, wyraźna sygnalizacja wizualna i audio
- Pompa wodna do mierzonych infuzji
- Osobny zasilacz
- Opcjonalnie wózek dla kompletnego systemu - pomieści stojak, zasilacz i kolorową drukarkę
- Opcjonalnie ściągacz do profili ciśnienia uretalnego
- Opcjonalnie wagowy przetwornik infuzji
- Opcjonalnie mankiety dla perfuzji kanałów ciśnienia

## Multiscan PVR

Ultradźwiękowy wizualny skaner Multiscan PVR może być opcjonalnie dodany do systemu. Umożliwi automatyczny pomiar objętości pęcherza.



CE 0843

## Materiały eksploatacyjne

Mediwatch oferuje pełny zestaw materiałów eksploatacyjnych dla urodynamiki, w tym powietrzne i wodne cewniki, elektrody oraz przetworniki ciśnienia.

## Oprogramowanie Duet

Sprawdzone oprogramowanie Duet jest również dostępne w innych urządzeniach przenośnych - informacje o nich można uzyskać u lokalnego dystrybutora Mediwatch.

 **mediwatch** Plc

Mediwatch Plc - Lumonics House - Valey Drive, Swift Valley - Rugby CV21 1TQ - UK  
Tel: +44(0)1788 54788 - Fax: +44(0)1788 536434  
E-mail: info@mediwatch.com - Web: www.mediwatch.com

Mediwatch USA (North & South America) 1501 Northpoint Parkway - Suite 103 - West Palm Beach - FL 33407 - USA  
Tel: 1-561-471-2611 - Fax: 1-866-871-8262 - 888-471-2611 Toll Free USA only  
E-mail: sales@mediwatchusa.com - Web: www.mediwatch.com

Dystrybutor:

 **optimed** PRO-OFFICE  
31-144 KRAKOW, ul. Śliczna 36  
tel.: +48 12 417 30 70  
e-mail: [optimed@optimedpro-office.eu](mailto:optimed@optimedpro-office.eu)  
[www.optimedpro-office.eu](http://www.optimedpro-office.eu)