

Kendroline Classic

Niewątpliwym atutem serii KL jest modułowość, która charakteryzuje się dużą ilością miejsca do montażu osprzętu, oświetlenia, gazów medycznych i prowadzenia tych instalacji w separowanych przestrzeniach.

Nowością w niniejszej serii jest także unikatowy system mocowania paneli do ściany za pomocą specjalnych szyn *Easy Wall System (EWS)*, przyspieszający montaż panelu o 50% oraz ograniczający personel techniczny wymagany przy montażu panela do jednej osoby!

Konstrukcja profili umożliwia montaż osprzętu zarówno w płaszczyźnie czołowej panelu lub pod kątem w górnej i dolnej części, systemów licowanych z powierzchnią jak i napowierzchniowych (ramkowych). Dzięki zastosowaniu specjalnych puszek zatrzaskowych (*EBA*) montaż i demontaż elementów instalacji i osprzętu jest bardzo prosty oraz nie wymaga odkręcania żadnych śrub. Ponadto niniejsza seria przystosowana jest do instalacji dowolnych punktów poboru, dowolnej mocy i typu oświetlenia (do 25600lm) oraz szyn do zawieszania osprzętu medycznego (*RS*). Do wyposażenia dodatkowego możemy zaliczyć stację dokującą do Ipad/Ipone (*IDS*), system mobilnego oświetlenia łóżek pacjenta (*MLS*), gniazda i manipulatory (z wymiennymi jednorazowymi pokrowcami) systemów przywoławczych różnych producentów (*NCS*), czujniki ruchu oraz czujniki oświetlenia (*PIR*) dostosowującymi natężenie oświetlenia do zadanej wartości.

Wyposażenie standardowe serii KENDROMED CLASSIC KL100 - KL600

- długość 1600mm; głębokość 110mm
- punkt poboru tlenu i próżni
- oświetlenie sali świetlówka 2G11 2x36W EVG
- oświetlenie pacjenta świetlówka 2G11 1x24W EVG
- oświetlenie nocne świetlówka G23 1x7W EVG
- 4x gniazdo 230V ramkowe; 2x gniazdo ekwipotencjalne
- otworowanie pod instalację przyzywową
- dostępne inne wykonania zgodnie z życzeniem Klienta

CENA od 500,00 €

KL100



- oświetlenie ogólne do: 16000lm, pacjenta do: 5900lm (EVG lub LED)
- system ramkowy osprzętu na froncie lub pod kątem na górnej i dolnej pokrywie
- dostępne inne wykonania zgodnie z życzeniem Klienta



KL200



- oświetlenie ogólne do: 18400lm, pacjenta do: 5900lm (EVG lub LED)
- system ramkowy osprzętu na froncie lub gniazda 45x45 na dolnej lub górnej części
- dostępne inne wykonania zgodnie z życzeniem Klienta

