

KENDROLINE CLASSIC




KL300



- oświetlenie ogólne do: 16000lm, pacjenta do: 5900lm (EVG lub LED)
- system ramkowy osprzętu na froncie lub gniazda 45x45 na dolnej części
- dostępne inne wykonania zgodnie z życzeniem Klienta



KL400



- oświetlenie ogólne do: 16000lm, pacjenta do: 5900lm (EVG lub LED)
- system ramkowy osprzętu na froncie (EBA)
- dwa odseparowane od siebie kanały
- dostępne inne wykonania zgodnie z życzeniem Klienta