


PROPOZYCJE KOLUMN ENDOSKOPOWYCH I ARTROSKOPOWYCH KENDROPORT

K60S-BETA80/100



K60S-ALFA60/80



Proponowane wyposażenie podstawowe

| K60S-BETA80/100 | | K60S-ALFA60/80 |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------|
| | pneumatyczne hamulce przegubów | |
| 2 szt. | półka 450 x 500mm | 2 szt. |
| 1 szt. | szuflada | |
| 8 szt. | gniazda elektryczne 230V | 8 szt. |
| 8 szt. | gniazda wyrównania potencjału | 8 szt. |
| 2 szt. | przygotowanie pod instalację teletechniczną | 2 szt. |
| | gniazda gazowe: | |
| 2 szt. | AIR sprężone powietrze 0,5 | 2 szt. |
| 2 szt. | VAC próżnia | 2 szt. |
| | sygnalizator stanu gazów | 1 szt. |


K60S-BETA80/100+K60S-ALFA60/80

Cena w EURO
od 14 900,00 €

K60S-ALFA60/80



K100S-ALFA80/80



Proponowane wyposażenie podstawowe

| K60S-ALFA60/80 | | K100S-ALFA80/80 |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------|
| | pneumatyczne hamulce przegubów | |
| 1 szt. | półka 450 x 500mm | 4 szt. |
| 1 szt. | szuflada | |
| | uchwyt na monitor | 1 szt. |
| 8 szt. | gniazda elektryczne 230V | 16 szt. |
| 8 szt. | gniazda wyrównania potencjału | 8 szt. |
| 2 szt. | przygotowanie pod instalację teletechniczną | 2 szt. |
| | gniazda gazowe: | |
| 2 szt. | AIR sprężone powietrze 0,5 | 2 szt. |
| 2 szt. | VAC próżnia | 2 szt. |
| 1 szt. | sygnalizator stanu gazów | |

K60S-ALFA60/80 + K100S-ALFA80/80

Cena w EURO
od 14 400,00 €

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. Soliysowicka 25a, 51-168 Wrocław
tel. +48 71 326 10 35
fax +48 71 326 15 00
kendromed@kendromed.pl

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto, bez kosztów dostawy i montażu.

Zawartość katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.) Informacje zawarte w katalogu mogą nie być poprawne z powodu zmian w produktach wprowadzonych po jego publikacji.