

## PROPOZYCJE KOLUMN KENDROPORT DLA OIT

**Kolumna sześciokątna (hexagonalna) dwustronna (na dwa łóżka)****Proponowane wyposażenie podstawowe****K100H-ALFA0**

pneumatyczne hamulce przegubów	
lampa zabiegowa mocowana do ramienia	
półka 450 x 500mm	6 szt.
szuflada / zamek w opcji	2 szt.
wieszak przegubowy pomp i kroplówek	2 kpl.
gniazda elektryczne 230V	12 szt.
gniazda wyrównania potencjału	12 szt.
gniazda gazowe:	
O2 tlen	4 szt.
AIR sprężone powietrze 0,5	4 szt.
VAC próżnia	4 szt.
sygnalizator stanu gazów	1 szt.

**K100H-ALFA0**Cena w EURO  
od 6 850,00 €**Kolumna na dwa łóżka z szerokimi półkami (800 mm) na aparaturę****Proponowane wyposażenie podstawowe****K100S-ALFA100**

pneumatyczne hamulce przegubów	
lampa zabiegowa mocowana do ramienia	
półka 450 x 500mm	3 szt.
szuflada / zamek w opcji	1 szt.
wieszak przegubowy pomp i kroplówek	2 kpl.
gniazda elektryczne 230V	16 szt.
gniazda wyrównania potencjału	8 szt.
gniazda gazowe:	
O2 tlen	4 szt.
AIR sprężone powietrze 0,5	4 szt.
VAC próżnia	4 szt.
sygnalizator stanu gazów	1 szt.

**K100S-ALFA100**Cena w EURO  
od 6 900,00 €