

PROPOZYCJE KOLUMN KENDROPORT DLA OIT

K100S-ALFA80/60



K60P-ALFA80/60



Proponowane wyposażenie podstawowe

K100S-ALFA80/60 K60P-ALFA80/60

pneumatyczne hamulce przegubów	
półka 450 x 500mm	1 szt.
szuflada	1 szt.
2 kpl. wieszak przegubowy pomp i kroplówek	
wieszak na kroplówki	1 szt.
16 szt. gniazda elektryczne 230V	4 szt.
12 szt. gniazda wyrównania potencjału	4 szt.
4 szt. przygotowanie pod instalację teletechniczną	4 szt.
gniazda gazowe:	
2 szt. O2 tlen	2 szt.
2 szt. AIR sprężone powietrze 0,5	2 szt.
2 szt. VAC próżnia	2 szt.
1 szt. sygnalizator stanu gazów	

K60P-ALFA80/60+K100S-ALFA80/60

Cena w EURO
od 13 900,00 €

K150S-ALFA0

Proponowane wyposażenie podstawowe

K150S-ALFA0

pneumatyczne hamulce przegubów	
półka 450 x 500mm	2 szt.
szuflada	1 szt.
wieszak przegubowy pomp i kroplówek	1 kpl.
gniazda elektryczne 230V	6 szt.
gniazda wyrównania potencjału	6 szt.
przygotowanie pod instalację teletechniczną	
gniazda gazowe:	
O2 tlen	2 szt.
AIR sprężone powietrze 0,5	2 szt.
VAC próżnia	2 szt.
sygnalizator stanu gazów	1 szt.



K150S-ALFA0

Cena w EURO
od 3 950,00 €