

PROPOZYCJE KOLUMN KENDROPORT DLA OIT

K60S-ALFA80/80



K100S-ALFA0

K60S-ALFA80/80



Proponowane wyposażenie podstawowe

K60S-ALFA80/80	K100S-ALFA0	K60S-ALFA80/80
		pneumatyczne hamulce przegubów
	3 szt.	półka 450 x 500mm
	1 szt.	szuflada
2 kpl.		wieszak pomp i kroplówek
2 szt.		szyna sprężetowa
8 szt.	16 szt.	gniazda elektryczne 230V
8 szt.	8 szt.	gniazda wyrównania potencjału
2 szt.	2 szt.	przygotowanie pod instalację teletechniczną
		gniazda gazowe:
	4 szt.	O2 tlen
	4 szt.	AIR sprężone powietrze 0,5
	4 szt.	VAC próżnia
	1 szt.	sygnalizator stanu gazów


K60S-ALFA80/80+K100SALFA0+K60S-ALFA80/80

Cena w EURO
od 17 900,00 €

K60S-BETA95/90L



K60S-ALFA60/80



Proponowane wyposażenie podstawowe

K60S-BETA95/90L	K60S-ALFA60/80
	pneumatyczne hamulce przegubów
	półka 450 x 500mm
	szuflada
1 kpl.	wieszak przegubowy pomp i kroplówek
4 szt.	gniazda elektryczne 230V
4 szt.	gniazda wyrównania potencjału
	przygotowanie pod instalację teletechniczną
	gniazda gazowe:
	O2 tlen
	AIR sprężone powietrze 0,5
	VAC próżnia
	sygnalizator stanu gazów

K60S-BETA95/90L+K60S-ALFA60/80

Cena w EURO
od 11 200,00 €