

## PROPOZYCJE KOLUMN CHIRURGICZNYCH KENDROPORT

Kolumny chirurgiczne dzięki dostępnemu wyposażeniu zarówno standardowemu, jak i niestandardowemu są w stanie sprostać gustom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Szeroki wachlarz elementów wyposażenia, łatwość ich montażu oraz możliwość swobodnej reorganizacji ich usytuowania sprawiają, iż Użytkownik posiada niezliczone możliwości kształtowania stanowiska, co jest niezwykle istotne dla zastosowań w salach o różnym profilu operacji.

**Proponowane wyposażenie podstawowe**

pneumatyczne hamulce przegubów	
półka 450 x 500 mm	1 szt.
szuflada	1 szt.
gniazda elektryczne 230V	8 szt.
gniazda wyrównania potencjału	8 szt.
przygotowanie pod instalację teletechniczną	2 szt.

gniazda gazowe:

AIR sprężone powietrze 0,5	2 szt.
VAC próżnia	2 szt.
sygnalizator stanu gazów	1 szt.



K60S-BETA80/100

Cena w EURO  
od 7 500,00 €



K60S-BETA100

Cena w EURO  
od 6 100,00 €



K60P-BETA80/100

Cena w EURO  
od 7 500,00 €

KENDROMED Sp. z o.o.  
ul. Sołtysowicka 25a, 51-168 Wrocław  
tel. +48 71 326 10 35  
fax +48 71 326 15 00  
kendromed@kendromed.pl

Podane w katalogu ceny  
są orientacyjnymi cenami  
netto, bez kosztów dostawy  
i montażu.

Zawartość katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów  
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,  
poz. 93 z zm.) Informacje zawarte w katalogu mogą nie być  
poprawne z powodu zmian w produktach wprowadzonych po jego  
publikacji.