

PROPOZYCJE KOLUMN ANESTEZJOLOGICZNYCH KENDROPORT

Podnoszenie aparatu do znieczulania jest zdecydowanym ułatwieniem obsługi aparatu, uniemożliwia wystąpienie szeregu incydentów zakłócających pracę aparatu do znieczulania. Aparat zostaje na sztywno połączony z konsolą w której znajdują się wszystkie przyłącza gazowe i elektryczne.

Kolumny KENDROPORT z systemem podnoszenia umożliwiają zawieszenie aparatów do znieczulania pochodzących od wielu producentów. Jesteśmy w stanie wykonać uchwyt (adapter) do każdego aparatu do znieczulania jeżeli jest fabrycznie przystosowany do podnoszenia.

Podwójny system hamulców ciernych i pneumatycznych każdego przegubu gwarantuje stabilną pozycję urządzenia i umieszczonej na nim aparatury, jednocześnie zapewniając łatwe i nie wymagające wysiłku przemieszczanie.



K120-ALFA60/80C

Cena w EURO
od 14 900,00 €



K120-BETA80/75C

Cena w EURO
od 13 500,00 €

Proponowane wyposażenie podstawowe

pneumatyczne hamulce przegubów	1 szt.
półka 450 x 500 mm	1 kpl.
wieszak przegubowy pomp i kroplówek	8 szt.
gniazda elektryczne 230V	8 szt.
gniazda wyrównania potencjału	2 szt.
przygotowanie pod instalację teletechniczną	

gniazda gazowe:	
O2 tlen	2 szt.
AIR sprężone powietrze 0,5	2 szt.
VAC próżnia	2 szt.
N2O podtlenek azotu	1 szt.
AGSS inżektorowy odciąg gazów	1 szt.
sygnalizator stanu gazów	1 szt.