

PROPOZYCJE KOLUMN ANESTEZJOLOGICZNYCH KENDROPORT

Kolumny anestezjologiczne pozwalają na dowolne kształtowanie stanowiska pracy anestezjologa. Zapewniają one swobodny dostęp do przyłączy elektrycznych, teletechnicznych i gazowych. Prezentowane jednostki są propozycjami i posiadają możliwość rozbudowy o elementy dodatkowe. Każdą kolumnę konfigurujemy według wytycznych i potrzeb Użytkownika, tak aby dostarczony sprzęt spełnił najwyższe oczekiwania.

Proponowane wyposażenie podstawowe

pneumatyczne hamulce wszystkich przegubów,

(w kolumnie K60S-ALFA0 jako opcja)

półka 450 x 500cm	1 szt.
szuflada	1 szt.
wieszak przegubowy pomp i kroplówek	1 kpl.
gniazda elektryczne 230V	8 szt.
gniazda wyrównania potencjału	8 szt.
przygotowanie pod instalację teletechniczną	2 szt.
gniazda gazowe:	
O2 tlen	2 szt.
AIR sprężone powietrze 0,5	2 szt.
VAC próżnia	2 szt.
N2O podtlenek azotu	1 szt.
AGSS inżektorowy odciąg gazów	1 szt.
sygnalizator stanu gazów	1 szt.



K60S-ALFA60/80

Cena w EURO
od 7 100,00 €



K60S-ALFA0

Cena w EURO
od 3 650,00 €



K60S-ALFA100

Cena w EURO
od 6 500,00 €

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. Soltyświcka 25a, 51-168 Wrocław
tel. +48 71 326 10 35
fax +48 71 326 15 00
kendromed@kendromed.pl

Podane w katalogu ceny
są orientacyjnymi cenami
netto, bez kosztów dostawy
i montażu.

Zawartość katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 z zm.) Informacje zawarte w katalogu mogą nie być
poprawne z powodu zmian w produktach wprowadzonych po jego
publikacji.