

# INSTRU CARE SOLUB

Olej do narzędzi

Preparat nawilżający

**Instru Care Solub** jest najwyższej czystości olejem rozpuszczalnym w wodzie, do pielęgnacji, utrzymania i ochrony takich narzędzi i instrumentarium medycznego jak: instrumenty do mikroinwazyjnych zabiegów, narzędzia chirurgiczne, ortopedyczne i dentystyczne oraz laparoskopowy.

**Instru Care Solub** służy do utrzymania funkcjonalności i sprawności oraz ochrony metalowych narzędzi.

**Instru Care Solub** powoduje nawilżenie zawiasów, turbin i innych elementów ruchomych. Jest zupełnie nieszkodliwy i nie wpływa negatywnie na proces sterylizacji do 200°C. Chroni metale przed utlenianiem.

#### Zastosowanie:

**INSTRU CARE SOLUB** jest dodawany na etapie płukania narzędzi w automatycznych urządzeniach myjących (po myciu i dezynfekcji, i przed sterylizacją).

**Dawka jest pobierana automatycznie przez pompę dozującą maszyny.**

#### Składniki:

Białe oleje medyczne zgodnie z wymogami czystości DAB 11, EU jakość farmaceutyczna.



#### Narzędzia

Mechaniczna obróbka instrumentów

#### Dane fizykochemiczne

Konsystencja: płyn  
Zapach: prawie bez zapachu  
Kolor: bezbarwny, jasny  
Gęstość (20°C): 0,837 – 0,975 g / ml  
Załamanie światła (20°C): 1,4620 – 1,4820

#### Wielkości opakowań

nr kat. 90095 kanister 5 l (2 szt. w kartonie)

#### Okres trwałości

3 lata

#### Producent

**Laboratorium Dr. DEPPE**  
D-47906 Kempen / Niemcy  
[www.dr-deppe.de](http://www.dr-deppe.de)

#### DYSTRYBUTOR

**DEZYMED® Kastrau Sp. j.**  
ul. Armii Krajowej 7/4,  
11-300 Biskupiec  
tel. 89 7154532 fax 89 7152362  
e-mail: [biuro@dezymed.pl](mailto:biuro@dezymed.pl)  
internet: [www.dezymed.pl](http://www.dezymed.pl)