



ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY NEREZOVÉ /STAINLESS HEALTHCARE CARTS



INSTRUMENTAČNÍ NEREZOVÉ VOZÍKY

SURGICAL INSTRUMENTS STAINLESS STEEL CARTS



NÁSTROJOVÉ NEREZOVÉ VOZÍKY

MULTIFUNCTION STAINLESS STEEL CARTS



SERVÍROVACÍ NEREZOVÉ VOZÍKY

SERVE STAINLESS STEEL CARTS



INSTRUMAN 50

INSTRUMAN 50

kat. č. NEREZ1111

*Hydraulický teleskop speciálně vyvinutý
pro tento typ vozíku*



Prolisované nerez plato

3 x bržděná antistatická kolečka Ø 8 cm

Hydraulic telescope developed especially for this cart type

Stainless steel desktop with frame

3x antistatic wheels D=8 cm with brakes



Pracovní deska, podvozek a hydraulický teleskop jsou vyrobeny z nerezového materiálu AISI 304.

Hydraulický teleskop je uzavřen a při převrácení nehrozí únik hydraulické kapaliny.


Celková hmotnost vozíku 34 kg

Sterilizace max. 130°C parou, po dobu 3 minut

Both desktop and undercart, as well as hydraulic telescope are made of stainless steel AISI 304. The hydraulic telescope is sealed and hydraulic liquid cannot escape when the cart is turned upside down.

Cart weight 34 kg

Vapor sterilization, max. temperature 130°C for 3 minutes



Nerezový podvozek
Stainless steel undercart

Gumový nárazník
Rubber bumper

Nožní pedál
umožňující
plynulý a citlivý
zdvih pracovní
desky až 50 cm

Foot pedal provides continuous
desktop lifting up to 50 cm



Šlápnutím na pedál pracovní deska plynule stoupá do maximálního zdvihu 130 cm od země.

To adjust the desktop height press the foot pedal. Max height is 130 cm from the floor.



Přizvednutím pedálu pracovní deska plynule a samovolně klesá do minimální výšky 80 cm od země.

Lift the foot pedal to decrease the desktop height. Min. height is 80 cm from the floor.

NEREZ PLATO 2004S

STAINLESS PLATE 2004S

kat. č. NEREZ2004S

1x nerezová zásuvka s laminátovým čelem

2x nerezové plato

Antirezonanční výztuha

4x otočná kola Ø 12,5 cm z toho dvě bržděná

Nosnost plata 50 kg

Ceková hmotnost vozíku 20 kg

1x stainless steel drawer with laminated facing


2x stainless steel plate

Anti-rezonant strut

4x wheels D=12,5 cm, 2 of them with brakes

Plate load capacity 50 kg

Cart weight 20 kg



NEREZ PLATO 2102S

STAINLESS PLATE 2102S

kat. č. NEREZ2102S

2x nerezová zásuvka s laminátovými čely

3x nerezové plato s prolisem

Antirezonanční výztuha

4x otočná kola Ø 12,5 cm z toho dvě bržděná

Nosnost plata 50 kg

Ceková hmotnost vozíku 30 kg

2x stainless steel drawer with laminated facing


3x stainless steel plate with frame

Anti-rezonant strut

4x wheels, D=12,5 cm, 2 of them with brakes

Plate load capacity 50 kg

Cart weight 30 kg



NEREZ PLATO 2061

STAINLESS PLATE 2061

kat. č. NEREZ2061

2x nerezové plato s prolisem

Antirezonanční výztuha

Rovnoměrné zatížení jednoho plato 100 kg

4x otočná kola Ø 12,5 cm

Ceková hmotnost vozíku 24 kg

2x stainless steel plate with frame


Anti-rezonant strut

Plate load capacity 100 kg

(designet for uniformly distributed load)

4x wheels, D=12,5 cm

Cart weight 24 kg



NEREZ PLATO 2062

STAINLESS PLATE 2062

kat. č. NEREZ2062

3x nerezové plato s prolisem

Antirezonanční výztuha

Rovnoměrné zatížení jednoho plato 100 kg

4x otočná kola Ø 12,5 cm

Ceková hmotnost vozíku 32 kg

3x stainless steel plate with frame


Anti-rezonant strut

Plate load capacity 100 kg

(designet for uniformly distributed load)

4x wheels, D=12,5 cm,

Cart weight 32 kg



NEREZ PLATO 2001

STAINLESS PLATE 2001


kat. č. NEREZ2001

4 x otočná kola ø 12,5 cm

Antirezonanční výztuha

Nosnost plata 30 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm, antiresonant strut, max load of plate 30 kg



NEREZ PLATO 2003

STAINLESS PLATE 2003


kat. č. NEREZ2003

4 x otočná kola ø 12,5 cm

Antirezonanční výztuha

Nosnost plata 30 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm, antiresonant strut, max load of plate 30 kg



NEREZ PLATO 2006

STAINLESS PLATE 2006


kat. č. NEREZ2006

4 x otočná kola ø 12,5 cm

Antirezonanční výztuha

Nosnost plata 30 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm, antiresonant strut, max load of plate 30 kg



NEREZ PLATO 2004

STAINLESS PLATE 2004



kat. č. NEREZ2004

4 x otočná kola ø 12,5 cm

Antirezonanční výztuha

Nosnost plata 30 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm, antiresonant strut, max load of cart 30 kg



NEREZ PLATO 2102

STAINLESS PLATE 2102


kat. č. NEREZ2102

4 x otočná kola ø 12,5 cm z toho dvě bržděná

Antirezonanční výztuha

Nosnost plata 30 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm 2 x with brake, antiresonant strut, max load of cart 30 kg



NEREZ PLATO 2103

STAINLESS PLATE 2103


kat. č. NEREZ2103

4 x otočná kola ø 12,5 cm z toho dvě bržděná

Antirezonanční výztuha

Nosnost vozíku 80 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm 2 x with brake, antiresonant strut, max load of cart 80 kg



NEREZ PLATO 2104

STAINLESS PLATE 2104


kat. č. NEREZ2104

4 x otočná kola ø 12,5 cm z toho dvě bržděná

Antirezonanční výztuha

Nosnost vozíku 80 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm 2 x with brake, antiresonant strut, max load of cart 80 kg



NEREZ PLATO 2105

STAINLESS PLATE 2105


kat. č. NEREZ2105

4 x otočná kola ø 12,5 cm z toho dvě bržděná

Antirezonanční výztuha

Nosnost vozíku 80 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm 2 x with brake, antiresonant strut, max load of cart 80 kg



NEREZ PLATO 2106

STAINLESS PLATE 2106



kat. č. NEREZ2106

4 x otočná kola ø 12,5 cm z toho dvě bržděná

Antirezonanční výztuha

Nosnost vozíku 80 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm 2 x with brake, antiresonant strut, max load of cart 80 kg



Detail zásuvky
Detail of drawer

NEREZ SKŘÍŇKA S ROLETOU 3001

STAINLESS CABINET WITH BLIND 3001


kat. č. NEREZ3001

4 x otočná kola ø 12,5 cm z toho dvě bržděná

Antirezonanční výztuha

Nosnost vozíku 80 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm 2 x with brake, antiresonant strut, max load of cart 80 kg



DETAIL 1 x pevná police
Detail 1 x fixed shelf

NEREZ STOJAN 5019



STAINLESS STAND 5019

kat. č. NEREZ5019

4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

Nerezová odkládací plocha v podvozku

4 x rotary wheels ø 12,5 cm 2 x with brake, stainless stacking place on undercart



NEREZ STOJAN 5018

STAINLESS STAND 5018




kat. č. NEREZ5018

4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

Nerezová odkládací plocha v podvozku

1 x nerez koš 01512

4 x rotary wheels ø 12,5 cm 2 x with brake, stainless stacking place on undercart, 1 x stainless basket 01512



NEREZ STOJAN 5017

STAINLESS STAND 5017

kat. č. NEREZ5017


4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

Nerezová odkládací plocha v podvozku

2 x nerez koš 01512

1 x nerez koš 01511

4 x rotary wheels ø 12,5 cm 2 x with brake, stainless stacking place on undercart, 2 x stainless basket 01512, 1 x stainless basket 01511



NEREZ PLATO 2031

STAINLESS PLATE 2031


kat. č. NEREZ2031

4 x otočná kola ø 7,5 cm

Antirezonanční výztuha

Nosnost plata 10 kg

4 x rotary wheels ø 7,5 cm, antiresonant strut, max load of plate 10 kg



NEREZ POSTMAN 1101 pevná deska

STAINLESS POSTMAN 1101

kat. č. NEREZ1101



4 x otočná kola ø 5 cm z toho dvě bržděná

Antirezonanční výztuha

Plynule nastavitelná výška plata

Nosnost plata 10 kg

4 x rotary wheels ø 5 cm 2 x with brake, antiresonant strut, gradual control
high of plate, max load of plate 10 kg



NEREZ STOLEK 2051

STAINLESS TABLE 2051


kat. č. NEREZ2051

4 x otočná kola ø 5 cm z toho dvě bržděná

Antirezonanční výztuha

Nosnost plata 30 kg

4 x rotary wheels ø 5 cm 2 x with brake, antiresonant strut, max load of plate 30 kg



NEREZ STOLEK 2054


STAINLESS TABLE 2054

kat. č. NEREZ2054

4 x otočná kola ø 5 cm z toho dvě bržděná

konstrukce vozíku v práškové barvě, 2 x nerez plato, rozměr vrchního plata 45 x 37 cm

4 x rotary wheels ø 5 cm 2 x with brake, construction of cart is in white colour, 2 x stainless plate, proportions of upper plate 45 x 37 cm



NEREZ STOLEK 2053

STAINLESS TABLE 2053



kat. č. NEREZ2053

4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

Antirezonanční výztuha

Nosnost plata 30 kg

4 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, antiresonant strut, max load of plate 30 kg



NEREZ PLATO 2005 na čajové nádoby

STAINLESS PLATO 2005

kat. č. NEREZ 2005


4 x otočná kola $\varnothing$ 12,5 cm z toho dvě bržděná

Nosnost plata 70 kg

čajový vozík na várnice, vyjímatelná odkapávací vanička s mřížkou

4 x rotary wheels $\varnothing$ 12,5 cm 2 x with brake, max load of plate 70 kg, cart for hot boxes removable draining

- board with grating



Detail vyjímatelná odkapávací vanička s mřížkou

Detail of removable draining

- board with grating



NEREZ VAKO NA INFEKČNÍ ODPAD


STAINLESS VAKO FOR INFECTIOUS WASTE

kat. č. NEREZ4001

4 x otočná kola $\varnothing$ 5 cm z toho dvě bržděná



Objem 80 l

4 x rotary wheels $\varnothing$ 5 cm 2 x with brake, cubage 80 l



DETAIL - pracovní poloha vaku na infekční odpad (speciální uzavírání vaku)

Detail of working position cart for infectious waste (special closing of bag)



NEREZ VAKO NA INFEKČNÍ ODPAD RUDL

STAINLESS VAKO FOR INFECTIOUS WASTE


kat. č. NEREZ4002

2 x otočné kolo $\varnothing$ 5 cm s brzdou

2 x pevné kolo $\varnothing$ 20 cm

Objem 80 l

2 x rotary wheels $\varnothing$ 5 cm with brake, 2 x fixed wheels $\varnothing$ 20 cm, cubage 80 l



NEREZ SKŘÍŇKA 3002 s dveřmi

STAINLESS CABINET 3002 WITH DOOR

kat. č. NEREZ3002




4 x otočná kola ø 12,5 cm z toho dvě bržděná

Antirezonanční výztuha

1 x pevná police

Nosnost vozíku 80 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm 2 x with brake, antiresonant strut, 1 x fixed shelf, max load of cart 80 kg



Detail uzamykatelné skřínky typ nerez 3002 - 3005

Detail lock for type of cart 3002 - 3005

NEREZ SKŘÍŇKA 3003 s dveřmi

STAINLESS CABINET 3003 WITH DOOR

kat. č. NEREZ3003



4 x otočná kola ø 12,5 cm z toho dvě bržděná

Antirezonanční výztuha

2 x pevná police

Nosnost vozíku 80 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm 2 x with brake, antiresonant strut, 2 x fixed shelf, max load of cart 80 kg





NEREZ SKŘÍŇKA 3004 s dveřmi

STAINLESS CABINET 3004 WITH DOOR

kat. č. NEREZ3004

4 x otočná kola ø 12,5 cm z toho dvě bržděná

Antirezonanční výztuha

1 x pevná police, 1 x výsuvný nerez koš s přepážkami




Nosnost vozíku 80 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm 2 x with brake, antiresonant strut, 1 x fixed shelf, 1 x drawout stainless basket with compartments, max load of cart 80 kg




Detail 1 x výsuvný
nerez koš

Detail 1 x drawout stainless basket





Výsuvný
nerez koš bez
přepážek

Drawout stainless basket
without compartments



Výsuvný nerez
koš s pevnými
přepážkami

Drawout stainless basket
with compartments



NEREZ SKŘÍŇKA 3005 s dveřmi

STAINLESS CABINET 3005 WITH DOOR

kat. č. NEREZ3005


4 x otočná kola ø 12,5 cm z toho dvě bržděná

Antirezonanční výztuha

2 x pevná police, 1 x výsuvná police s ohrádkou

Nosnost vozíku 80 kg

4 x rotary wheels ø 12,5 cm 2 x with brake, antiresonant strut, 2 x fixed shelf, 1 x drawout stainless shelf with sides, max load of cart 80 kg



Detail 1 x výsuvná nerez
police s ohrádkou

Detail 1 x drawout stainless shelf with sides



NEREZ STOJAN 5001

STAINLESS STAND 5001


kat. č. NEREZ5001

4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

2 x nerez koš 01513

nerezová odkládací plocha v podvozku

4 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, 2 x stainless basket 01513,
stainless stacking place on undercart



NEREZ STOJAN 5002

STAINLESS STAND 5002


kat. č. NEREZ5002

4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

2 x nerez koš 01511, 2 x nerez koš 01512

nerezová odkládací plocha v podvozku

4 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, 2 x stainless basket 01511,
2 x stainless basket 01512, stainless stacking place on undercart



NEREZ STOJAN 5003

STAINLESS STAND 5003

kat. č. NEREZ5003


4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

2 x nerez koš 01511, 1 x nerez koš 01512,

1 x nerez koš 01513


nerezová odkládací plocha v podvozku

4 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, 2 x stainless basket 01511,
1 x stainless basket 01512, 1 x stainless basket 01513, stainless stacking
place on undercart




Nerez koš 01511

Stainless basket 01511




Nerez koš 01512

Stainless basket 01512



Nerez koš 01513

Stainless basket 01513



NEREZ STOJAN 5004

STAINLESS STAND 5004


kat. č. NEREZ5004

4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

3 x nerez koš 01513

nerezová odkládací plocha v podvozku

4 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, 3 x stainless basket 01513, stainless stacking place on undercart



NEREZ STOJAN 5005

STAINLESS STAND 5005

kat. č. NEREZ5005


4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

2 x nerez koš 01511, 2 x nerez koš 01512,

1 x nerez koš 01513

nerezová odkládací plocha v podvozku

4 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, 2 x stainless basket 01511, 2 x stainless basket 01512, 1 x stainless basket 01513, stainless stacking place on undercart



NEREZ STOJAN 5006

STAINLESS STAND 5006

kat. č. NEREZ5006


4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

4 x nerez koš 01511, 2 x nerez koš 01512,

1 x nerez koš 01513

nerezová odkládací plocha v podvozku

4 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, 4 x stainless basket 01511, 2 x stainless basket 01512, 1 x stainless basket 01513, stainless stacking place on undercart




Nerez koš 01511

Stainless basket 01511




Nerez koš 01512

Stainless basket 01512



Nerez koš 01513

Stainless basket 01513



NEREZ STOJAN 5007


STAINLESS STAND 5007

kat. č. NEREZ5007

4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

3 x nerez koš 01513

4 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, 3 x stainless basket 01513



NEREZ STOJAN 5008

STAINLESS STAND 5008


kat. č. NEREZ5008

4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

1 x nerez koš 01511, 1 x nerez koš 01512,

1 x nerez koš 01513

4 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, 1 x stainless basket 01511,
1 x stainless basket 01512, 1 x stainless basket 01513



NEREZ STOJAN 5009


STAINLESS STAND 5009

kat. č. NEREZ5009

4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

4 x nerez koš 01511, 4 x nerez koš 01513

4 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, 4 x stainless basket 01511,
4 x stainless basket 01513




Nerez koš 01511

Stainless basket 01511




Nerez koš 01512

Stainless basket 01512



Nerez koš 01513

Stainless basket 01513



NEREZ STOJAN 5010


STAINLESS STAND 5010

kat. č. NEREZ5010

4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

4 x nerez koš 01513

4 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, 4 x stainless basket 01513



NEREZ STOJAN 5011


STAINLESS STAND 5011

kat. č. NEREZ50011

4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

2 x nerez koš 01512, 2 x nerez koš 01513

4 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, 2 x stainless basket 01512, 2 x stainless basket 01513



NEREZ STOJAN 5012

STAINLESS STAND 5012


kat. č. NEREZ5012

4 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

6 x nerez koš 01513


nerezová odkládací plocha v podvozku

4 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, 6 x stainless basket 01513, stainless stacking place on undercart




Nerez koš 01511

Stainless basket 01511




Nerez koš 01512

Stainless basket 01512



Nerez koš 01513

Stainless basket 01513



NEREZ STOJAN 5013


STAINLESS STAND 5013

kat. č. NEREZ5013

4 x otočná kola $\varnothing 7,5$ cm z toho dvě bržděná
4 x nerez koš 01513

nerezová odkládací plocha v podvozku

4 x rotary wheels $\varnothing 7,5$ cm 2 x with brake, 4 x stainless basket 01513,
stainless stacking place on undercart



NEREZ STOJAN 5014

STAINLESS STAND 5014


kat. č. NEREZ5014

4 x otočná kola $\varnothing 7,5$ cm z toho dvě bržděná

2 x nerez koš 01512, 2 x nerez koš 01513

nerezová odkládací plocha v podvozku

4 x rotary wheels $\varnothing 7,5$ cm 2 x with brake, 2 x stainless basket 01512,
2 x stainless basket 01513, stainless stacking place on undercart



NEREZ STOJAN 5015


STAINLESS STAND 5015

kat. č. NEREZ5015

4 x otočná kola $\varnothing 7,5$ cm z toho dvě bržděná

2 x nerez koš 01512, 6 x nerez koš 01513

4 x rotary wheels $\varnothing 7,5$ cm 2 x with brake, 2 x stainless basket 01512,
6 x stainless basket 01513




Nerez koš 01511

Stainless basket 01511




Nerez koš 01512

Stainless basket 01512



Nerez koš 01513

Stainless basket 01513




NEREZ STOJAN 5016

STAINLESS STAND 5016

kat. č. NEREZ5016

4 x otočná kola $\varnothing$ 7,5 cm z toho dvě bržděná
2 x nerez koš 01512, 4 x nerez koš 01513
4 x rotary wheels $\varnothing$ 7,5 cm 2 x with brake, 2 x stainless basket 01512,
4 x stainless basket 01513




ZÁVĚSNÁ STĚNA NEREZ 5101

STAINLESS HANGING WALL 5101

kat. č. NEREZ5101

4 x nerez koš 01513
2 x háček k zavěšení na stěnu
4 x stainless basket 01513, 2 x hanger for hanging on a wall




ZÁVĚSNÁ STĚNA NEREZ 5102

STAINLESS HANGING WALL 5102

kat. č. NEREZ5102


4 x nerez koš 01512
2 x háček k zavěšení na stěnu
4 x stainless basket 01512, 2 x hanger for hanging on a wall




Nerez koš 01511
Stainless basket 01511



Nerez koš 01512
Stainless basket 01512



Nerez koš 01513
Stainless basket 01513



ZÁVĚSNÁ STĚNA NEREZ 5103


STAINLESS HANGING WALL 5103

kat. č. NEREZ5103

2 x nerez koš 01512, 2 x nerez koš 01513

2 x háček k zavěšení na stěnu

2 x stainless basket 01512, 2 x nerez basket 01513, 2 x hanger for hanging on a wall



ZÁVĚSNÁ STĚNA NEREZ 5104


STAINLESS HANGING WALL 5104

kat. č. NEREZ5104

2 x nerez koš 01512

2 x háček k zavěšení na stěnu

2 x stainless basket 01512, 2 x hanger for hanging on a wall



ZÁVĚSNÁ STĚNA NEREZ 5105


STAINLESS HANGING WALL 5105

kat. č. NEREZ5105

3 x nerez koš 01511

2 x háček k zavěšení na stěnu

3x stainless basket 01511, 2 x hanger for hanging on a wall




Nerez koš 01511

Stainless basket 01511




Nerez koš 01512

Stainless basket 01512



Nerez koš 01513

Stainless basket 01513



NEREZ REGÁL 01

STAINLESS SHELF 01



kat. č. NEREZ2201

Rozměr 70 x 50 x 180 cm

Regál je vybaven vyrovnávacími prvky

Nosnost regálu 250 kg, nosnost police 50 kg

Proportions 70 x 50 x 180 cm, shelf is supplied with balancing components,
max load 250 kg, max load on shelf 50 kg



Detail vyrovnávacího prvku
Detail of balancing component

NEREZ REGÁL 02


STAINLESS SHELF 02

kat. č. NEREZ2202

Rozměr 70 x 40 x 180 cm

Nosnost regálu 250 kg, nosnost police 50 kg

Proportions 70 x 40 x 180 cm, max load 250 kg, max load on shelf 50 kg



NEREZ REGÁL 03


STAINLESS SHELF 03

kat. č. NEREZ2203

Rozměr 50 x 30 x 100 cm

Nosnost regálu 150 kg, nosnost police 50 kg

Proportions 50 x 30 x 100 cm, max load 150 kg, max load on shelf 50 kg



INFUZNÍ STOJAN NEREZ 1001


STAINLESS INFUSION STAND 1001

kat. č. NEREZ1001

5 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

Plynule nastavitelná výška křížového držáku

5 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, gradual control high of holder



Infuzní stojan
může být vybaven
odkládacím nerezovým
táckem

Infusion stand can be supplied with
stacking stainless plate



INFUZNÍ STOJAN NEREZ 1002



STAINLESS INFUSION STAND 1002

kat. č. NEREZ1002

5 x otočná kola ø 7,5 cm z toho dvě bržděná

Plynule nastavitelná výška křížového držáku

5 x rotary wheels ø 7,5 cm 2 x with brake, gradual control high of holder



NEREZ STOJAN NA INFEKČNÍ ODPAD

STAINLESS STAND FOR INFUSION WASTE


kat. č. NEREZ1010

3 x otočná kola ø 5 cm bez brzdy

Plynule nastavitelná výška nerezové nádoby

Vozík je vybaven nerezovou nádobou ø 38 cm


3 x rotary wheels ø 5 cm without brake, gradual control high of bowl (ø 38 cm)



DVOJITÝ DRŽÁK INFUZNÍ LAHVE

DOUBLE HOLDER FOR INFUSION BOTTLES

kat. č. 00081D



DRŽÁK INFUZNÍ LAHVE NA HRAZDU

HOLDER FOR INFUSION BOTTLE ON RACK

kat. č. 00081H



DRŽÁK INFUZNÍ LAHVE

HOLDER FOR INFUSION BOTTLE

kat. č. 00081



VÍCEÚČELOVÉ ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY

MULTIFUNCTION CARTS FOR HEALTHCARE INSTITUTION

Vozíky převazové

Carts for re-bandage



Vozíky lékové

Carts for medicine



Vozíky na manipulaci s prádlem

Carts for transfer linen



Vozíky resuscitační

Carts for resuscitation



KOMPLETNÍ PROGRAM VÍCEÚČELOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH VOZÍKŮ VIZ. SAMOSTATNÝ KATALOG
FULL LINE OF MULTIFUNCTION CARTS FOR HEALTHCARE INSTITUTION VIZ. SEPARATE CATALOGUE

MANIPULAČNÍ VOZÍKY PRO UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

MANIPULATION CARTS FOR ACCOMMODATION INSTITUTIONS

VAN MAX 1 s dveřmi

VAN MAX 1 with door



VAN 9 s dveřmi

VAN 9 with door



KOMPLETNÍ PROGRAM MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ PRO UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ VIZ. SAMOSTATNÝ KATALOG
FULL LINE OF MANIPULATION CARTS FOR ACCOMMODATION INSTITUTIONS VIZ. SEPARATE CATALOGUE


VOZÍKY NA PŘEPRAVU A TŘÍDĚNÍ ODPADU A PRÁDLA

CARTS FOR TRANSFER AND SEPARATING WASTE AND LINEN

VAKO 120G



**BESI UNIVERSAL
MAXI**



KOMPLETNÍ PROGRAM VOZÍKŮ NA PŘEPRAVU A TŘÍDĚNÍ ODPADU A PRÁDLA VIZ. SAMOSTATNÝ KATALOG
FULL LINE OF CARTS FOR TRANSFER AND SEPARATING WASTE AND LINEN VIZ. SEPARATE CATALOGUE



Sídlo firmy Klaro - Jesenice u Prahy
/ Business centre Klaro - Jesenice u Prahy



Výrobní závod Klaro - Velké Chvalovice / Factory building - Velké Chvalovice



KLARO, spol. s r.o., Belnická 758, 252 42 Jesenice u Prahy,
obchodní oddělení / commercial department: tel.: 800 100 798,
tel.: +420 241 431 266, tel./fax: +420 241 431 253,
e-mail: klaro@klaro.cz, www.klaro.cz

KLARO, spol. s r.o., Božetěchova 36, 612 00 BRNO – Královo Pole,
tel./fax: +420 541 240 631, mobil: +420 606 619 353, e-mail: brno@klaro.cz

KLARO, spol. s r.o., Lidická 27, 703 00 Ostrava, tel./fax: +420 596 624 020,
mobil: +420 602 262 167, e-mail: ostrava@klaro.cz

KLARO, spol. s r.o., Průmyslový areál Karlov, Borská 95, 30100 Plzeň – Karlov,
tel./fax: +420 378 602 015, mobil: +420 602 184 235, e-mail: plzen@klaro.cz



www.klaro.cz