

ZESTAW IZOLACYJNY


903014 8/16



VERTICAL ISOLATION SET

rozmiar szt.

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do izolacji pacjenta o wymiarach 330x240 cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 30x40 cm | 330x240 | 1 |
| 2. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 3. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |



SERWETA IZOLACYJNA

826010 10/20



rozmiar szt.

- | | | |
|---|---------|---|
| serweta chirurgiczna do izolacji pacjenta o wymiarach 330x240 cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 25x86 cm | 330x240 | 1 |
|---|---------|---|