

ZESTAW DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH V 888112 7/14

ZESTAW GINEKOLOGICZNY

rozmiar szt.

- | | | |
|--|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna o wymiarach 200/270x215 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestetycznym, posiada otwór w okolicach kroczu o wymiarach 12x23 cm | 200/270x215 | 1 |
| 2. serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116 cm, wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów, oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operującego, za pomocą integrowanej taśmy samoprzylepnej | 60x116 | 1 |
| 3. ręczniki chłonne | 9x18 | 1 |
| 4. organizator przewodów (samoprzylepny) | 18x25 | 2 |
| 5. osłona na stolik MAYO | 79x145 | 1 |
| 6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |



ZESTAW DO CIĘCIA PFANNENSTIELA

694500 6/12


PFANNENSTIEL SET

rozmiar szt.


- | | | |
|--|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do cięcia Pfannenstiela o wymiarach 200/250x335 cm, zintegrowana z ekranem anestetycznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór, w okolicach jamy brzusznej, w kształcie półkola o wymiarach 30x16 cm | 200/250x335 | 1 |
| 2. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 3. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 4. osłona na stolik MAYO | 79x145 | 1 |
| 5. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |


ZESTAW DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH VI 905020 5/10

URO AND GYNAECOLOGY SET

rozmiar szt.

- | | | |
|--|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych o wymiarach 200/355x295 cm, zintegrowana z ekranem anestetycznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach kroczu o wymiarach 17/8x28 cm otoczony warstwą chłonną i dwa mankiety do mocowania. Serweta wyposażona jest w zintegrowany worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu | 200/355x295 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna pod pośladki | 75x100 | 1 |
| 3. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 4. osłona na stolik MAYO | 79x145 | 1 |
| 5. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |


ZESTAW DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH VII 696700 8/16

GYNAECOLOGY SET

rozmiar szt.

- | | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych o wymiarach 150x235 cm, zintegrowana z ekranem anestetycznym i nogawicami, posiada otwór w okolicach kroczu, którego rozmiar i kształt można regulować za pomocą zintegrowanych taśm samoprzylepnych. Otwór otacza warstwa chłonna | 150x235 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna samoprzylepna | 50x50 | 1 |
| 3. serwety chirurgiczne | 75x90 | 2 |
| 4. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |