

ZESTAW DO CYSTOSKOPII I


380152 7



OBŁOŻENIE CISTIS 100/150

rozmiar szt.

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do cystoskopii o wymiarach 100x150 cm, posiadająca eliptyczny otwór w części kroczonej o wymiarach 15x20 cm, otoczony warstwą chłonną o wymiarach 37,5x45 cm | 100x150 | 1 |
| 2. osłony na kończyny wyposażone w taśmy samoprzylepne | 73x118 | 2 |
| 3. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 4. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 100x150 | 1 |



ZESTAW DO CYSTOSKOPII III


380154 7



OBŁOŻENIE CISTIS 75/176

rozmiar szt.

- | | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do cystoskopii o wymiarach 75x175 cm, posiadająca otwór na pręcie o wymiarach 5x7 cm, bezłatekowaną osłonę na palec do badania per rectum (Ø 3,5 cm), otwory otacza warstwa chłonna o wymiarach 35x45cm | 75x175 | 1 |
| 2. osłony na kończyny wyposażone w taśmy samoprzylepne | 53x118 | 2 |
| 3. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 100x150 | 1 |



ZESTAW DO UROLOGII

65800 7/14



TUR ZESTAW

rozmiar szt.

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna o wymiarach 100/152x220 cm, posiadająca otwór w okolicach kroczu o wymiarach 9x18 cm, organizator przewodów i sito (20x25 cm) | 100/152x220 | 1 |
| 2. osłony na kończyny | 75x120 | 2 |
| 3. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |