

ZESTAW DO LAPAROTOMII I


380459 5



ZESTAW MULTIPLEX UNIVERSUS

rozmiar szt.

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna o wymiarach 180x340 cm z otworem o wymiarach 30x35 cm wypełnionym folią chirurgiczną | 180x340 | 1 |
| 2. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 3. osłona na stolik MAYO | 79x145 | 1 |
| 4. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x200 | 1 |



ZESTAW DO LAPAROSKOPII I


380424 6



OBŁOŻENIE LAPARO 265/250

rozmiar szt.

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 250x265 cm z samoprzylepnym otworem o wymiarach 10x30 cm | 250x265 | 1 |
| 2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x180 | 1 |



ZESTAW DO LAPAROSKOPII II


380425 6



OBŁOŻENIE LAPARO 266/250

rozmiar szt.

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 250x265 cm z samoprzylepnym otworem o wymiarach 30x10 cm | 250x265 | 1 |
| 2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x180 | 1 |



ZESTAW DO LAPAROSKOPII III

380161 6



OBŁOŻENIE LAPARO 180/320

rozmiar szt.

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 180x320 cm z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu (wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm) | 180x320 | 1 |
| 2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x180 | 1 |