

ZESTAW PORODOWY I


380414-01 10



ZESTAW MULTIPLEX ORTUS 120/120

rozmiar szt.

- | | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do porodu o wymiarach 120x120 cm, posiadająca warstwę chłonną o wymiarach 80x50 cm. Serweta wyposażona w worek z sitem do przechwytywania płynów o wymiarach, z możliwością podłączenia drenu | 120x120 | 1 |
| 2. serweta - owinięcie noworodka | 80x90 | 1 |
| 3. ręczniki chłonne | 30x40 | 2 |
| 4. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x180 | 1 |



ZESTAW PORODOWY II


380506-01 6



SET FOR CHILD DELIVERY MULTIPLEX ORTUS

rozmiar szt.

- | | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do porodu o wymiarach 120x120 cm, posiadająca warstwę chłonną o wymiarach 80x50 cm. Serweta wyposażona w worek z sitem do przechwytywania płynów o wymiarach, z możliwością podłączenia drenu | 120x120 | 1 |
| 2. serweta - owinięcie noworodka | 80x90 | 1 |
| 3. osłona na kończynie | 37x105 | 2 |
| 4. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, posiada nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach | XL | 1 |
| 5. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 6. ręczniki chłonne | 30x40 | 2 |
| 7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x100 | 1 |



ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO I


380315-01 4



ZESTAW MULTIPLEX PARTUS 180/3RF

rozmiar szt.

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy | 180x300 | 1 |
| 2. serweta - owinięcie noworodka | 80x90 | 1 |
| 3. taśma samoprzylepna typu RZEP | 2x23 | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 5. osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x200 | 1 |



ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO II

380314-01 4



ZESTAW MULTIPLEX PARTUS 180/3CF

rozmiar szt.

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy | 180x300 | 1 |
| 2. serweta - owinięcie noworodka | 80x90 | 1 |
| 3. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 4. ręczniki chłonne | 30x40 | 4 |
| 5. czerwona osłona na stół MAYO | 80x145 | 1 |
| 6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x200 | 1 |