

ZESTAW DO LAPAROSKOPII IV


380337 5



ZESTAW MULTIPLEX LAPARO 180/320

rozmiar szt.

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 180x320 cm z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu (wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm) | 180x320 | 1 |
| 2. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 3. ręczniki chłonne | 30x40 | 2 |
| 4. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem | 2x15x40 | 1 |
| 5. osłona na stolik MAYO | 79x145 | 1 |
| 6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x200 | 1 |



ZESTAW DO LAPAROSKOPII V


380339 5



ZESTAW MULTIPLEX LAPARO 180/320

rozmiar szt.

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 180x320 cm z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu (wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm) | 180x320 | 1 |
| 2. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 3. ręczniki chłonne | 30x40 | 2 |
| 4. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem | 2x15x40 | 1 |
| 5. osłona na kamerę | 16x200 | 1 |
| 6. osłona na stolik MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x200 | 1 |



ZESTAW DO LAPAROSKOPII VI


380338 5



ZESTAW MULTIPLEX LAPARO 180/320

rozmiar szt.

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 180x320 cm z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu (wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm) | 180x320 | 1 |
| 2. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 3. ręczniki chłonne | 30x40 | 2 |
| 4. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem | 2x15x40 | 1 |
| 5. czerwona osłona na stolik MAYO | 80x145 | 1 |
| 6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x200 | 1 |



ZESTAW DO LAPAROTOMII II

380149 5



OBŁOŻENIE ABDO

rozmiar szt.

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do laparotomii w kształcie litery T o wymiarach 180/200x340 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x30 cm otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm | 180/200x340 | 1 |
| 2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x200 | 1 |