


**ZESTAW DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH PCNL I** 380165 6



**OBŁOŻENIE NEFRO**

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów PCNL o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór samoprzylepny o wymiarach 20x23 cm i worek wyposażony w sztywnik do przechwytywania płynów .....180x300 1
2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....100x150 1




**ZESTAW DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH PCNL II** 380409-01 6



**ZESTAW MULTIPLEX NEFRO 180/30R**

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów PCNL o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór samoprzylepny o wymiarach 20x23 cm i worek wyposażony w sztywnik do przechwytywania płynów .....180x300 1
2. taśma samoprzylepna typu RZEP ..... 2x23 1
3. czerwona osłona na stolik MAYO .....80x145 1
4. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....100x150 1




**ZESTAW DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH TUR z torbą** 380191 5



**OBŁOŻENIE TUR 150/24T**

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 150x240 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na pręcie o wymiarach 5x7 cm i bezlateksową osłonę na palec do badania per rectum, otwory otacza warstwa chłonna o wymiarach 40x35 cm, serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu .....150x240 1
2. przewód drenażowy ..... 0,8x140 1
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....150x180 1



**ZESTAW DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH TUR I** 380190 8



**OBŁOŻENIE TUR 150/240**

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 150x240 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na pręcie o wymiarach 5x7 cm i bezlateksową osłonę na palec do badania per rectum, otwory otacza warstwa chłonna o wymiarach 40x35 cm ..150x240 1
2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....150x180 1