

S


## ZESTAW DO ZABIEGÓW BRZUSZNO-KROCZOWY II 380306 4



### ZESTAW MULTIPLEX ABDO PERINEUM 28C

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczeniowych o wymiarach 240x280 cm zintegrowana z ekranem anestetycznym i nogawicami, posiada otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 30x30 cm, wypełniony folią chirurgiczną oraz samoprzylepny eliptyczny otwór o wymiarach 12x15 cm, w okolicach kroczka z zabezpieczeniem w postaci osłony o wymiarach 20x25 cm ..... 240x280 1
2. taśma samoprzylepna ..... 9x49 1
3. ręczniki chłonne ..... 30x40 2
4. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem ..... 2x15x40 1
5. czerwona osłona na stół MAYO ..... 80x145 1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) ..... 150x200 1



S


## ZESTAW DO ZABIEGÓW BRZUSZNO-KROCZOWY III 380304 4



### ZESTAW MULTIPLEX ABDO PERINEUM 28O

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczeniowych o wymiarach 240x280 cm zintegrowana z ekranem anestetycznym i nogawicami, posiada otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 30x30 cm, wypełniony folią chirurgiczną oraz samoprzylepny eliptyczny otwór o wymiarach 12x15 cm, w okolicach kroczka z zabezpieczeniem w postaci osłony o wymiarach 20x25 cm ..... 240x280 1
2. taśma samoprzylepna ..... 9x49 2
3. ręczniki chłonne ..... 30x40 2
4. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem ..... 2x15x40 1
5. osłona na stół MAYO ..... 79x145 1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) ..... 150x200 1



S


## ZESTAW DO ZABIEGÓW BRZUSZNO-KROCZOWY IV 694241 5/10



### LAPAROSCOPY SET ABDO-PERINEAL

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczeniowych o wymiarach 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anestetycznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach kroczka o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie ..... 250/175/270x260 1
2. serweta z taśmą samoprzylepną ..... 75x75 1
3. taśma samoprzylepna typu RZEP ..... 2,5x30 1
4. taśma samoprzylepna ..... 9x49 1
5. ręczniki chłonne ..... 18x25 4
6. osłona na stół MAYO ..... 79x145 1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1



S

## ZESTAW DO LAPAROSKOPII VI 694245 5/10



### LAPAROSCOPY SET

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym o wymiarach 250/175/270x260 cm, zintegrowana z ekranem anestetycznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie ..... 250/175/270x260 1
2. taśma samoprzylepna typu RZEP ..... 2,5x30 1
3. taśma samoprzylepna ..... 9x49 1
4. ręczniki chłonne ..... 18x25 4
5. osłona na kamerę (perforowana końcówka) ..... 13x24 1
6. osłona na stół MAYO ..... 79x145 1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1