

ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO III


380312-02 2



ZESTAW MULTIPLEX PARTUS 180/303

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy 180x300 1
2. serweta - owinięcie noworodka 80x90 1
3. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, posiada nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach XL 2
4. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, posiada nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach L 1
5. taśma samoprzylepna 9x49 1
6. ręczniki chłonne 30x40 4
7. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x40 1
8. czerwona osłona na stół MAYO 80x145 1
9. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x200 1



ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO IV


380313-01 4



ZESTAW MULTIPLEX PARTUS 180/30F

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy 180x300 1
2. serweta - owinięcie noworodka 80x90 1
3. taśmy samoprzylepne 9x49 1
4. ręczniki chłonne 30x40 4
5. osłona na stół MAYO 79x145 1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x200 1



ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO V


380151 6



OBŁOŻENIE PARTUS 180/30F

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy 180x300 1
2. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 100x150 1



ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO VI

380311-01 3



ZESTAW MULTIPLEX PARTUS 180/24F

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego w ułożeniu litotomijnym, zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm wypełniony folią chirurgiczną i worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy 180x240 1
2. serweta chirurgiczna 100x150 1
3. serweta chirurgiczna 80x90 2
4. taśma samoprzylepna 9x49 1
5. ręczniki chłonne 30x40 4
6. osłona na stół MAYO 79x145 1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x200 1