


**ZESTAW DO OPERACJI NA KOŃCZYNI I (wzmocniony)** 60303 7/14 **BARRIER**  
NO COMPROMISE IN SECURITY

	rozmiar	szt.
1. serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. wzmocniona osłona na stolik MAYO	79x145	1
3. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu)	150x190	1


S



**SERWETA DO OPERACJI NA KOŃCZYNI I (wzmocniony)** 60210 9/18 **BARRIER**  
NO COMPROMISE IN SECURITY

	rozmiar	szt.
serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynach o wymiarach 250x315 cm, posiadająca samouszczelniający otwór (Ø 7 cm), otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	250x315	1

S




**SERWETA DO OPERACJI NA KOŃCZYNI II (ręka/stopa)** 60309 11/22 **BARRIER**  
NO COMPROMISE IN SECURITY

**ZESTAW RĘKA/STOPA 230X315 CM AP.3.5 CM**

	rozmiar	szt.
serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynach o wymiarach 230x315 cm, posiadająca samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	250x315	1

S



**ZESTAW DO OPERACJI NA KOŃCZYNI GÓRNEJ I** 380357 4 **AKT**

**ZESTAW MULTIPLEX ARMUS 210/280**

	rozmiar	szt.
1. serweta chirurgiczna górna o wymiarach 260x180 cm, posiadająca samouszczelniający otwór (Ø 6 cm) otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 150x50 cm	280x180	1
2. serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną	180x180	1
3. serweta chirurgiczna	165x165	1
4. osłona na kończynę	35x65	1
5. taśmy samoprzylepne	9x49	3
6. ręczniki chłonne	30x40	4
7. osłona na stolik MAYO	79x145	1
8. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x200	1

S