

ZESTAW UNIWERSALNY IV

380376 5




ZESTAW MULTIPLEX UNIVERSUS 175/2KC

rozmiar szt.

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestetyczny	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	75x90	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x180	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	30x40	4
6. kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem	40x60	1
7. czerwona osłona na stolik MAYO	80x145	1
8. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x200	1

*dodatkowo zestaw jest owinięty w serwetę włókninową o wymiarach 80x90 cm



ZESTAW UNIWERSALNY V


380379 4



ZESTAW MULTIPLEX UNIVERSUS 180/25C

rozmiar szt.

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestetyczny	220x180	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	75x120	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	250x180	1
4. serwety chirurgiczne	75x90	3
5. taśma samoprzylepna typu RZEP	2x23	2
6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna	2x15x30	2
7. folia chirurgiczna	45x55	1
8. osłona na stolik MAYO	79x145	1
9. czerwona osłona na stolik MAYO	80x145	1
10. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x150	1




ZESTAW UNIWERSALNY WZMOCNIONY (4 warstwy) 699054 6/12



rozmiar szt.

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	1
6. osłona na stolik MAYO	79x145	4
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1



ZESTAW UNIWERSALNY XL WZMOCNIONY (4 warstwy) 699140 5/10



rozmiar szt.

UNIVERSAL SET WITH MSC

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	300x175	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej	100x100	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1