

S

ZESTAW DO ARTROSKOPII III


380280 2



ZESTAW MULTIPLEX ARTRO 220/322

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów 220x320 1
2. osłona na kończynę 37x75 1
3. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, posiada nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach L 1
4. fartuch chirurgiczny poszerzony i wydłużony, chroniący operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej XXL 1
5. taśmy samoprzylepne 9x49 2
6. ręczniki chłonne 30x40 2
7. osłona na kamerę 16x200 1
8. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x180 1



S

ZESTAW DO ARTROSKOPII IV


380139 5



OBŁOŻENIE ARTRO 180/320

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 180x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów 180x320 1
2. osłona na kończynę 37x75 1
3. taśmy samoprzylepne 9x49 2
4. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x180 1



S

ZESTAW DO ARTROSKOPII V


380283 3



ZESTAW MULTIPLEX ARTRO 220/322

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 180x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów 220x320 1
2. osłona na kończynę 37x75 1
3. taśma samoprzylepna typu RZEP 2x23 1
4. taśmy samoprzylepne 9x49 4
5. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x40 1
6. osłona na stół MAYO 79x145 1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x200 1



S

ZESTAW DO ARTROSKOPII VI

380284 3



ZESTAW MULTIPLEX ARTRO 220/32S

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 180x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów 220x320 1
2. serweta chirurgiczna 75x90 1
3. osłona na kończynę 37x75 1
4. taśmy samoprzylepne 9x49 4
5. ręczniki chłonne 30x40 4
6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x40 1
7. kieszeń jedнокomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 50x30 1
8. osłona na stół MAYO 79x145 1
9. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x200 1