

ZESTAW SERCOWO-NACZYNIOWY I


380332 4



ZESTAW MULTIPLEX CORDIS 200/391

rozmiar szt.

- | | | |
|--|-------------|---|
| 1. trójwarstwowa serweta chirurgiczna do zabiegów kardiologicznych w kształcie litery T, o wymiarach 180/200x340 cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 35x40 cm, wypełniony folią chirurgiczną i otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x60 cm z możliwością zamocowania drenów do krążenia pozaustrojowego | 180/200x340 | 1 |
| 2. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 3. ręczniki chłonne | 30x40 | 4 |
| 4. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem | 2x15x30 | 1 |
| 5. kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem | 30x30 | 1 |
| 6. osłony na stolik MAYO | 79x145 | 2 |
| 7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x240 | 1 |



ZESTAW SERCOWO-NACZYNIOWY II


380334 4



ZESTAW MULTIPLEX CORDIS 200/39C

rozmiar szt.

- | | | |
|--|-------------|---|
| 1. trójwarstwowa serweta chirurgiczna do zabiegów kardiologicznych w kształcie litery T, o wymiarach 180/200x340 cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 35x40 cm, wypełniony folią chirurgiczną i otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x60 cm z możliwością zamocowania drenów do krążenia pozaustrojowego | 180/200x340 | 1 |
| 2. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 3. ręczniki chłonne | 30x40 | 4 |
| 4. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem | 2x15x30 | 1 |
| 5. kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem | 30x30 | 1 |
| 6. osłona na stolik MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. czerwona osłona na stolik MAYO | 80x145 | 1 |
| 8. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x240 | 1 |



ZESTAW SERCOWO-NACZYNIOWY III


380336-01 3



ZESTAW MULTIPLEX CORDIS 201/390

rozmiar szt.

- | | | |
|--|-------------|---|
| 1. trójwarstwowa serweta chirurgiczna do zabiegów kardiologicznych (małoinwazyjnych) w kształcie litery T, o wymiarach 180/200x340 cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 65x75 cm, wypełniony folią chirurgiczną i otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 110x100 cm z możliwością zamocowania drenów do krążenia pozaustrojowego | 180/200x340 | 1 |
| 2. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 3. ręczniki chłonne | 30x40 | 4 |
| 4. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem | 2x15x30 | 1 |
| 5. kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem | 30x30 | 1 |
| 6. osłona na stolik MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. czerwona osłona na stolik MAYO | 80x145 | 1 |
| 8. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x240 | 1 |



ZESTAW SERCOWO-NACZYNIOWY IV

380298-01 4



ZESTAW MULTIPLEX ABDO 180/340

rozmiar szt.

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegów z dostępem do klatki piersiowej, jamy brzusznej i pachwin w kształcie litery T, o wymiarach 180/200x340 cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 60x30 cm, wypełniony folią chirurgiczną i otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 90x75 cm z możliwością zamocowania drenów | 180/200x340 | 1 |
| 2. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 3. ręczniki chłonne | 30x40 | 2 |
| 4. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem | 2x15x40 | 1 |
| 5. czerwona osłona na stolik MAYO | 80x145 | 1 |
| 6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x200 | 1 |